

545 bis enfant



Code article : **1040001**

Code ACL : 3401054006555

Code GTIN : 3401054006555

Famille :

Canne tripode et quadripode

Description :

Canne tripode acier, finition époxy taille enfant

Usage revendiqué :

Aide à la marche manipulée avec un bras
Usage intérieur ou extérieur

Classe du dispositif :

1 (non invasif)

Garantie produit :

2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques :

Dimensions (mm) :

- Hauteur* mini : 550 mm
- Hauteur* maxi : 720 mm
- Embase : 275 x 235 mm hors tout
- Epaisseur poignée : 23 mm

* position médiane sur poignée

Description technique :

- Embase : tube acier Ø 20 x 1 mm - Finition époxy – 2 positions de réglage (95 mm d'entraxe)
- Rallonge : tube alu 17.2x1.35mm – 4 positions de réglage (tous les 25 mm) – réversible gauche droite – finition époxy
- Blocage position de réglage : vis et écrou moleté zingués
- Bague anti jeu
- Poignée Maginot
- 3 embouts 19x40 noir

Poids du produit :

0,7 kg

Date de 1ère mise sur le marché : **Avant 1998**

Version mise sur le marché : 09/01/18

Etiquetage produit

Vignette de remboursement



Etiquetage produit




Ce document est l'entière propriété de la société HMS-Vilgo. Il ne saurait être reproduit même partiellement sans autorisation écrite préalable d'un responsable de la société HMS-Vilgo. Ce document est non contractuel et sa modification ou mise à jour, non soumise à une information systématique.

545 bis enfant



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000065	1	Poignée noire Maginot
2	E104007	1	Rallonge alu 545 enfant
3	A000003	1	Bague diam. 20 noire
4	E104002	1	Embase 545 enfant
5	A001056	1	Vis TCB 5x25 + écrou tri-quadri
6	A000218	3	Embout 19x40 noir



Edition 6 – Janvier 2018