

Fauteuil de toilettes mobile Sardaigne



- **Pliable à plat en quelques secondes**
- **Grande stabilité du repose-pied qui évite le basculement**
- **Assise souple très confortable**
- **4 roues multidirectionnelles à freins**

Le fauteuil de toilettes mobile Sardaigne permet d'être installé confortablement grâce à son assise moelleuse et imperméable. Il permet d'être positionné sur une cuvette existante, ou d'être utilisé seul grâce à son pot amovible. Son réglage en hauteur permet de l'ajuster à toutes les tailles d'utilisateur. Assise souple en 2 parties avec galette amovible. 4 roulettes multi-directionnelles à frein. Structure pliable à plat en aluminium anti-corrosion coloris champagne mat et bleu.

Dimensions hors-tout : larg. 55 x prof 78,6 x haut. 91,5 à 94,5 cm.

Poids 6,1 kg.

Dimensions assise : larg. 43 x prof 43 x haut. 48 à 53 cm.

Largeur entre accoudoirs 45 cm.

Résistance : 130kg.



- 811189