

# ALUSTYL'MAX Rollator



Avec son cadre en aluminium, le rollator **ALUSTYL'MAX** est léger et maniable avec ses 2 roues avant directionnelles. Ses poignées équipées de «freins parking», permettent de s'asseoir en toute sécurité sur l'assise qui recouvre une grande sacoche de rangement.


La barre de dossier s'escamote réduisant ainsi l'encombrement quand le rollator est replié.

Matériaux : aluminium et assise PVC soudée

- > assise escamotable
- > barre de dossier amovible et escamotable
- > poignées anatomiques réglables par molettes (sécurité)
- > freins parking
- > cadre pliable


**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTE: 180 KG

Conditionnement :  
Carton : de regroupement : 1  
Palette : 15



## DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	Dimensions assise	Encombrement plié	ø roues	Poids
85/98 cm	71 cm	56 cm	12 cm	70 cm	53 cm	49.5 x 34 cm	31 x 71 cm	19 cm	8.64 kg



A= Hauteur  
B= Largeur hors tout  
C= Hauteur assise  
D= Longueur poignée  
E= Profondeur  
F= Largeur entre poignées

## EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR TTC
243855	ALUSTYL'MAX	3401020283911	3701127719925	Ancien code : 1285619 Nouveau code : 6273851 53.81 €

