

ECLIPS X4 Enfant 90°

Agence de Phalempin : Agence de Cournon :
 Tel : 03.28.55.07.98 Tel : 04.73.60.82.40
 Fax: 03.20.90.28.89 Fax: 04.73.77.95.94

Fauteuil léger, dossier inclinable à 90° par vérins hydrauliques. Châssis pliant réglable en profondeur. Revêtement Nylon noir rembourré confortable. Equipé de roues arrières Krypton à rayons à démontage rapide, diamètre 550 mm. Roues avant 6" bandage Krypton. Mains courantes en acier. Repose-pieds escamotables, rabattables et réglables en profondeur. Accoudoirs protège-vêtements.

Poids fauteuil : 9Kg. Poids maxi utilisateur : 60Kg.

Date et cachet de la société :

Prescription Médicale :

Fauteuil roulant à propulsion manuelle, pliant à dossier inclinable.
 Vermeiren ECLIPSX4 enfant 90° code LPPR : 4118193*

*Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas VERMEIREN.

<u>Sélectionner les options en cochant les cases SVP</u>		Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPPR
Fauteuil ECLIPSX4 enf 90° en exécution standard sans option	<input type="checkbox"/>	572,18 €	603,65 €	603,65 €	4118193

= Exécution standard

= Option sans supplément de prix

LARGEUR ET PROFONDEUR D'ASSISE (veuillez cocher votre choix svp)

Profondeur en cm	Largeur en cm
31	32
33	
35	
37	

Profondeur en cm	Largeur en cm
31	37
33	
35	
37	
39	

REVÊTEMENT

Nylon Noir
 Skaï Noir

Légende  = impossible

COULEURS CHÂSSIS

C34	Jaune Diamant	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C35	Rose (sur commande)	<input type="checkbox"/>	180,00 €	189,90 €	-	-
C36	Lilas Diamant (sur commande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
C37	Bleu Diamant (sur commande)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-

ACCOUDOIRS (la paire)

B05	Accoudoirs réglables en hauteur/rabattables (uniquement pour profondeur de siège de 35/37 et 39cm)	<input type="checkbox"/>	92,00 €	97,06 €	-	-
B82	Protège-vêtements alu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-

REPOSE-PIEDS (la paire)

BA6	Repose-pieds amovible, modèle raccourci de 7cm	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
BK6	Repose-pieds d'une pièce	<input type="checkbox"/>	149,00 €	157,19 €	-	-
BB6	Repose-pieds courts orientables vers l'extérieur	<input type="checkbox"/>	70,00 €	73,85 €	-	-

REPOSE-JAMBE DROIT (Coloris Noir)

BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €	4342654
---------	---	--------------------------	----------	----------	----------	---------

REPOSE-JAMBE GAUCHE (Coloris Noir)

BZ8 ART	Repose-jambe articulé auto-corrigeant en longueur, raccourci de 7cm	<input type="checkbox"/>	100,25 €	105,76 €	105,76 €	4342654
---------	---	--------------------------	----------	----------	----------	---------

CHOIX DES ROUES

A12 6"	Pneumatique 6" à l'avant, pneumatique 22" à l'arrière	<input type="checkbox"/>	23,89 €	25,20 €	-	-
AP1 6"	Bandage 6" Krypton à l'avant, pneumatique 22" à l'arrière	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
AP5 6"	Bandage 6" Krypton à l'avant, Krypton à rayons 22" à l'arrière	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-

KITS MONTÉS (exécution non-standard avec option montée)

T30	Kit T30 version poussette avec roues AR 12 ^{-1/2} x 2 ^{1/4} gonflables	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	-	-
T30	Kit T30 version poussette avec roues AR 12 ^{-1/2} x 2 ^{1/4} bandage Krypto	<input type="checkbox"/>	41,78 €	44,08 €	-	-

KITS A MONTER (accessoires - livrés séparément)

T30	Kit T30 version poussette avec roues AR 12 ^{-1/2} x 2 ^{1/4} gonflables	<input type="checkbox"/>	145,00 €	152,97 €	-	-
T30	Kit T30 version poussette avec roues AR 12 ^{-1/2} x 2 ^{1/4} bandage Krypto	<input type="checkbox"/>	145,00 €	152,97 €	-	-

Édition du 1er janvier 2019

APPUI-TÊTE			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPPR
B14	Appui-tête standard (<i>prolongement du dossier</i>)	<input type="checkbox"/>	59,32 €	62,58 €	62,58 €	
B47	Appui-tête réglable standard, pour fauteuil équipé toile (<i>uniquement sur T37, non compatible L44</i>)	<input type="checkbox"/>	122,00 €	128,71 €	63,41 €	4325302
L55	Appui-tête à former anatomique	<input type="checkbox"/>	147,44 €	155,55 €	63,41 €	4325302
L55 SOFT	Appui-tête à former SOFT	<input type="checkbox"/>	229,93 €	242,58 €	63,41 €	4325302
L58	Appui-tête réglable en largeur et rotatif	<input type="checkbox"/>	270,00 €	284,85 €	63,41 €	4325302
ACCESSOIRES						
B12	Tablette découpée en bois noir (<i>non compatible avec B82</i>)	<input type="checkbox"/>	83,09 €	87,66 €	76,84 €	
B20	Ceinture de sécurité par clip	<input type="checkbox"/>	25,29 €	26,68 €	-	-
B40	Prolongateur de freins (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	18,07 €	19,06 €	-	-
B41	Pompe à air	<input type="checkbox"/>	5,87 €	6,19 €	-	-
B74	Freins à tambours (<i>à monter d'usine sur roues rayons</i>)	<input type="checkbox"/>	83,04 €	87,61 €	-	-
B77	Monte trottoir Gauche (<i>supplémentaire</i>)	<input type="checkbox"/>	18,41 €	19,42 €	-	-
B78	Roulettes anti-bascule (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	47,69 €	50,31 €	-	-
B85	Protecteurs de rayons transparents	<input type="checkbox"/>	123,28 €	130,06 €	-	-
B86	Roues de voyages	<input type="checkbox"/>	120,27 €	126,88 €	-	-
B90	Barre de poussée	<input checked="" type="checkbox"/>	○	-	-	-
DOSSIER, ASSISE et COUSSINS						
DOSSIER						
L14	Dossier anatomique	<input type="checkbox"/>	104,77 €	110,53 €	34,90 €	4375116
L14 Soft	Dossier anatomique SOFT	<input type="checkbox"/>	205,81 €	217,13 €	34,90 €	4375116
L04	Pelotes de dos					
	à droite	<input type="checkbox"/>	73,34 €	77,37 €	-	-
	à gauche	<input type="checkbox"/>	73,34 €	77,37 €	-	-
ASSISE						
L15	Siège anatomique	<input type="checkbox"/>	104,77 €	110,53 €	34,90 €	4375116
L15 Soft	Siège anatomique SOFT	<input type="checkbox"/>	152,45 €	160,83 €	34,90 €	4375116
COUSSINS						
B23	Coussin 4 cm	<input type="checkbox"/>	33,08 €	34,90 €	34,90 €	4375116

COUSSINS GEL "Les Indispensables"			Prix public HT	Prix public TTC	LPPR	Code LPPR
V12	Enveloppe protectrice gel pour tubes 120x160 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	51,16 €	53,97 €	-	-
V16	Protège talon gel 120x140 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	51,16 €	53,97 €	-	-
V18	Poignée gel pour béquille ou déambulateur avec velcro 120x130 mm	<input type="checkbox"/>	30,67 €	32,36 €	-	-
V20	Protection gel pour ceinture de sécurité 325x80 mm et 230x70 mm	<input type="checkbox"/>	42,17 €	44,49 €	-	-
V24	Protection latérale de jambe en gel 310x90 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	108,97 €	114,96 €	-	-
V30	Coussinet adhésif ovale 90x110 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	38,35 €	40,46 €	-	-
V32	Coussinet adhésif ovale 100x200 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	50,17 €	52,93 €	-	-
V36	Coussinet adhésif ovoïde 120x70 mm (<i>l'unité</i>)	<input type="checkbox"/>	26,95 €	28,43 €	-	-
V40	Bouton gel protège genou tournant 100x100 mm (<i>la paire</i>)	<input type="checkbox"/>	68,45 €	72,21 €	-	-

Commentaire :