

ALYA





version rouge
avec batterie de 11,6 Ah



version gris argent
avec batterie de 17,4 Ah



commande simple d'utilisation, indicateur de charge de batterie, clé de contact antivol, guidon réglable en hauteur.



batterie lithium ION amovible.

Vitesse : 6 km/h

Autonomie : 12,8 km / 18,6 km*

Franchissement : 40 mm

Pente max. autorisée : 6° / 10%

Rayon de braquage : 1420 mm

Longueur (L) totale : 905 mm

Largeur (l) totale : 420 mm

Hauteur (h) totale : 710 à 910 mm

Dimensions plié (Lxlxh) : 690x420x310 mm

Hauteur sol/plateau : 110 mm

Hauteur siège/plateau : 370 mm

Poids max. utilisateur : 115 kg

Poids : 19,6 kg / 20,1 kg*

Batterie : 24V - 11,6Ah / 17,4Ah*

Motorisation : 180W

* version gris argent

Pliage facile et ultra-rapide ! idéal pour le transport


7
SECONDES



1 Poussez l'assise vers l'avant.



2 Repliez le repose-pied.



3 Rabattez complètement la colonne. **C'est plié !**

DÉCOUVREZ NOTRE GAMME DE SCOOTERS :



ERIS

vosre scooter polyvalent



SEDNA



SEDNA PREMIUM



ANTARES 4



VENUS 4 SPORT
(pneus bandages)



VENUS 4 SPORT
(pneus gonflables)



CERES 3 DELUXE



CERES SE



CARPO 2 SE



CARPO 2 XD SE



MERCURIUS 4 LE

Pour plus d'informations contactez votre revendeur :

www.vermeiren.fr