

# Alesia

## Fauteuil gériatrique

Fauteuil de soins avec dossier réglable hydrauliquement et inclinaison de l'assise, ainsi que des repose-jambes réglables manuellement. Le repose-pied en monobloc est escamotable. Les accoudoirs réglables en hauteur peuvent être abaissés complètement pour un transfert latéral. Le rembourrage en mousse du siège et du dossier favorise une assise sans fatigue.



**VERMEIREN**  
we care for you

## Alesia, tout confort

Ce fauteuil de gériatrie est équipé de roues ø125 mm pour faciliter les déplacements, le dossier est bas, facilitant ainsi les transferts ou l'accès à un lavabo.

Le dossier est renforcé au niveau des lombaires et il est inclinable par l'utilisateur ou la tierce personne car les commandes sont reliées. L'assise est Proclive/Declive, et la palette de repose-pieds est rétractable et montée sur ressort.

Les accoudoirs sont réglables en hauteur. Il existe en version repose-jambes avec crémaillères ou sans repose-jambes. Le frein est centralisé et les roues arrière sont directionnelles.

## Couleurs



## Accessoires

- AL04 - Pelotes de dos (paire)
- AL12 - Tablette plastique amovible
- AL52 - Porte sérum
- AL83 - Porte obus
- AL84 - Porte document
- AL85 - Support poche à urine
- B12A - Tablette bois



## Caractéristiques techniques

■ Largeur totale	700 mm
■ Hauteur totale	1330 mm
■ Longueur totale	800 mm
■ Largeur d'assise	540 mm
■ Hauteur d'assise	530 mm
■ Inclinaison d'assise	12°

■ Profondeur d'assise	480 mm
■ Hauteur de dossier	800 mm
■ Hauteur d'accoudoir	0 - 270 mm
■ Poids	33 kg
■ Poids maximum de l'utilisateur	140 kg
■ Information additionnelle	CE

Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg  
Sous réserve de modifications techniques. Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.

## Des produits conçus pour vous

**VERMEIREN** fait en sorte de toujours vous apporter les meilleures solutions pour satisfaire vos besoins. La technologie évolue, et nous aussi, c'est pourquoi nous avons à cœur d'actualiser nos produits en permanence. Ceci est la conséquence de notre expérience ainsi que de nos recherches et développements depuis 1957.

## Qualité garantie

Pour vous assurer la meilleure qualité, **Alesia** est conforme aux normes les plus strictes et soumis aux tests d'organismes de certification reconnus dans le monde entier.



## VERMEIREN France

Rue de L'Empire  
Zone d'Activités du Cadran  
59133 Phalempin

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

## VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux  
63800 Cournon D'Auvergne  
France

[www.vermeiren.fr](http://www.vermeiren.fr)  
[info@vermeiren.fr](mailto:info@vermeiren.fr)

Pour plus d'informations,  
prenez contact avec votre revendeur local.

