

# Start M1 - Le fauteuil malin



• Accoudoirs réglables en hauteur avec bouton



## • Focus produit

- Poids très faible (à partir de 14,6 kg pour le poids complet, à partir de 9,5 kg pour le poids de transport\*)
- Poignées de poussée antibactériennes\*\*
- Réglage de la profondeur du siège 20 mm
- Très bonne compatibilité des pièces
- Nouvelle toile de dossier réglable en tension Eco
- Réglage sans outil de la longueur du segment jambier

## • Autres caractéristiques du produit

- Châssis en aluminium
- Réglage de la profondeur du siège 20 mm
- Couleur du châssis: argent métallisé
- Aide au basculement intégré dans le châssis
- Toile d'assise et de dossier: nylon noir
- Dossier doté d'une courbure lombaire
- Accoudoirs ajustables en hauteur (3 niveaux) ou réglables en hauteur (8 niveaux), réglables en profondeur, relevables mais fixes
- Roues directrices 8" (200 x 50 mm) avec pneus en polyuréthane ou 6" PVC
- Freins à pression
- Roues motrices 24" avec pneus en polyuréthane ou roues motrices 12"
- Repose-pieds en deux parties, inclinaison réglable, palettes en plastique
- Potences reposer-pieds pivotantes
- Freins à tambour pour utilisateur et accompagnateur

\* Le poids de transport correspond au poids complet du fauteuil roulant moins le poids des roues motrices, des reposer-pieds et du coussin d'assise.

\*\* L'effet antibactérien des poignées de poussée a été attesté par un institut indépendant.

| Équipement   | Variante 1             | Variante 2             | Variante 3               | Variante 4             | Variante 5               | Variante 6           | Variante 7           |
|--|------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Roues motrices</b>                                      | Standard 24"           | Standard 24"           | 24" avec frein à tambour | Standard 24"           | 24" avec frein à tambour | Standard 12"         | Standard 24"         |
| <b>Roues directrices</b>                                   | 6" PVC                 | 8" PU (200 x 50 mm)    | 8" PU (200 x 50 mm)      | 8" PU (200 x 50 mm)    | 8" PU (200 x 50 mm)      | 6" PVC               | 6" PVC               |
| <b>Freins à tambour pour accompagnateur et utilisateur</b> | -                      | -                      | Oui                      | -                      | Oui                      | -                    | -                    |
| <b>Accoudoirs avec plaque protège-vêtements</b>            | Ajustable en hauteur   | Ajustable en hauteur   | Ajustable en hauteur     | Réglable en hauteur    | Réglable en hauteur      | Ajustable en hauteur | Ajustable en hauteur |
| <b>Couleur du châssis</b>                                  | Argent métallisé       | Argent métallisé       | Argent métallisé         | Argent métallisé       | Argent métallisé         | Argent métallisé     | Argent métallisé     |
| <b>Dossier</b>   | Avec courbure lombaire | Avec courbure lombaire | Avec courbure lombaire   | Avec courbure lombaire | Avec courbure lombaire   | Cassant              | Cassant              |
| <b>Toile du dossier</b>                                    | Standard               | Standard               | Standard                 | Régl. en tension Eco   | Régl. en tension Eco     | Standard             | Standard             |
| <b>Poignées de poussée</b>                                 | Standard               | Standard               | Standard                 | Standard               | Standard                 | Standard             | Standard             |
| <b>Toile d'assise</b>                                      | Standard               | Standard               | Standard                 | Standard               | Standard                 | Standard             | Standard             |
| <b>Anti-bascule</b>  | -                      | -                      | -                        | Fourni                 | Fourni                   | -                    | -                    |
| <b>Porte-canne</b>   | -                      | -                      | -                        | Fourni                 | Fourni                   | -                    | -                    |
| <b>Ceinture de sécurité</b>                                | -                      | -                      | -                        | Fournie                | Fournie                  | -                    | -                    |
| <b>Coussin d'assise</b>                                    | -                      | -                      | -                        | Fourni                 | Fourni                   | -                    | -                    |

#### Caractéristiques techniques

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Poids max. utilisateur</b>       | 125 kg   |
| <b>Poids du fauteuil roulant</b>    | à partir de 14,6 kg                                      |
| <b>Largeur d'assise</b>             | 6 largeurs d'assise 380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 mm |
| <b>Profondeur d'assise</b>          | 420 mm (réglable à 400 mm)                               |
| <b>Hauteur du dossier</b>           | 420 mm (réglable à 400 mm)                               |
| <b>Hauteur du siège à l'avant</b>   | 460–510 mm   |
| <b>Hauteur du siège à l'arrière</b> | 450–500 mm   |
| <b>Inclinaison du siège</b>         | 2°   |
| <b>Longueur du segment jambier</b>  | 280–500 mm (réglable sans outil à intervalle de 20 mm)   |