

Luna 2

Lit de soins pour les soins domestiques




Ces images ne sont semblables qu'à des illustrations. Certaines fonctions peuvent être optionnelles ou différentes.



Pour plus de mobilité

Caractéristiques techniques Luna 2



Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises: 15 mm et 1,5 kg.

Confortable et pratique

Ce lit de soins standard peut également être utilisé comme un lit à plancher bas, parce que la hauteur de la base de lit peut être adaptée à deux hauteurs différentes.

- Hauteur sommier à lattes 335 mm ou 400 mm
- Facilement réglable par télécommande incluse
- Sommier à lattes métalliques avec une hauteur de levage de 410 mm
- Surface de couchage 900mm x 2000mm
- Télécommande avec fonction de verrouillage
- Charge utile sûre max. 175 kg (patients et matelas)
- Appui-tête réglable par télécommande
- Réglage de la flexion du genou par télécommande, le repose-pieds peut être réglé manuellement
- Deux paires de barreaux en bois latéraux pour abaisser ou pour sécuriser le patient
- Potence

- Quatre roues directrices blocables
- Partie frontale élégante avec poignée de forme concave facilitant le déplacement du lit
- Facile à transporter et à Stocker à l'aide de l'adaptateur de transport fourni

Vos désirs sont essentiels pour nous

Vermeiren joue depuis plus de 59 ans un rôle essentiel dans le développement de lits modernes. Sur le plan de la qualité, le Luna 2 répond aux normes les plus rigoureuses de divers instituts d'essai dont la compétence est reconnue dans la plupart des pays européens.



VERMEIREN France Avelin

Zone Industrielle
5, rue d'Ennevelin
59710 Avelin
Tél.: 03 28 55 07 98
Fax: 03 20 90 28 89

info@vermeiren.fr

VERMEIREN France Cournon

11, rue des Acilloux
63800 Cournon D'Auvergne

Tél.: 04.73.60.82.40

Fax: 04.73.77.95.94

Visitez aussi notre site: www.vermeiren.fr



VERMEIREN
Pour plus de mobilité

Pour plus d'informations, prenez contact avec votre revendeur local.

Sous réserve de modifications techniques