



Gamme Sièges Auto



Navigator



Recaro
Sport Hero



Recaro Monza
Reha Nova



RUPIANI
vers l'autonomie

Gamme Sièges Auto



- Sièges auto baquet assurant sécurité et confort
- Appui-tête réglable en hauteur avec coussins rembourrés
- Agréments ECE R 44/04
- Ceintures 5pts rembourrée
- Housses à démontage facile et lavables en machine
- Matériaux absorbant les chocs sur Sport Hero et Monza Nova
- Plot d'abduction de série sur Monza Nova

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Navigator (Pliant)	Sport Hero	Monza Nova
Profondeur d'assise (cm)	32	31 (avec cales : 26)	30 (avec extension 43)
Largeur d'assise (cm)	26	30 (20 avec cales)	27 à l'avant 24 à l'arrière
Hauteur du dossier (cm)	61 - 71	53 - 73	60 - 77
Hauteur d'épaules (cm)	37 - 47	23 - 42	33 - 48
Longueur de jambes pour repose pied (cm)		24-43 avec embase	23-42 avec embase 19-38 sans embase
Dimensions hors tout (cm) (L x h x p)	68 x 45 x 37 40x43x31 (plié)	54 x 55 x 52	54 x 66 x 42
Poids du siège (kg)	5	8	6
Poids de l'utilisateur (kg)	15 - 36 Groupe II-III	9 - 36 Groupe I-III	15 - 50 Groupe II-III
Couleurs	Gris (standard) Autres en option	Noir	Noir
Accessoires disponibles	Sac de transport Harnais anti évasion	Embase pivotante Système IsoFix Tablette Repose pied Harnais anti évasion	Embase pivotante Système IsoFix Tablette Repose pied Extension d'assise Cale d'inclinaison Harnais anti évasion



RUPIANI

74, avenue du 8 Mai 1945
69120 Vaulx-en-Velin
vers l'autonomie...

Tél : (33) 04 37 45 02 54
Fax : (33) 04 37 45 02 55
Courriel : info@rupiani.fr
Web : www.rupiani.fr