

COLSON®

Gamme de stéthoscopes



- **Nouvelle gamme**
- **Médecins et
Infirmières**
- **29 références
au total**

CE

Plus d'informations :
More informations :



Maestro II

NOUVEAU

Haute performance acoustique



- Membrane acoustique multi fréquence haute résolution
- Récepteur en acier inoxydable double pavillon
- Bague anti-froid sur chaque pavillon
- Ressort de lyre intégré à la tubulure

Spécifications techniques :

Type :	Stéthoscope double pavillon
Récepteur :	Acier inoxydable
Membrane :	Membrane flottante haute résolution (sauf modèle BABY)
Tube Y :	PVC souple - Longueur 620 mm
Embouts auriculaires :	1 jeu grand modèle / 1 jeu petit modèle / 1 jeu rigide
Dimensions :	Distance embouts / récepteur : 760 mm
Poids :	Adult 121 g Pédiatric 114 g Baby 102 g
Garantie :	3 ans à partir de la date d'achat du client contre tout défaut et vice de fabrication et dans des conditions normales d'utilisation et hors pièces d'usure



Pour chaque type de patient, un modèle adapté



Modèle ADULT :
Diaphragme : Ø 44 mm
Cône : Ø 33 mm

■ Noir ■ Bordeaux



Modèle PEDIATRIC :
Diaphragme : Ø 35 mm
Cône : Ø 27 mm

■ Noir ■ Rose



Modèle BABY :
Diaphragme : Ø 28 mm
Cône : Ø 16 mm

■ Noir ■ Ciel

	Référence	ACL
MAESTRO II ADULT, noir	CC 130 5004	3401060284329
MAESTRO II ADULT, bordeaux	CC 130 5003	3401571459025
MAESTRO II PEDIATRIC, noir	CC 130 6004	3401060284350
MAESTRO II PEDIATRIC, rose	CC 130 6008	3401161206855
MAESTRO BABY, noir	CC 130 3004	3401161206916
MAESTRO BABY, ciel	CC 130 3007	3401161207166

Dispositifs de classe I conformes à la directive 93/42/CEE

Performance acoustique et facilité d'utilisation !



- Haute qualité acoustique grâce de la membrane multi fréquences permettant d'écouter les sons de hautes et de basses fréquences, par simple pression sur le pavillon.
- Pavillon unique en zinc traité anticorrosion
- Equipé d'une bague anti-froid.
- Ressort de lyre intégré à la tubulure
- 3 jeux d'embouts auriculaires inclus

Spécifications techniques :

Type :	Stéthoscope simple pavillon
Récepteur :	Alliage de zinc noir mat
Membrane :	Membrane flottante haute résolution
Diaphragme :	Ø 44 mm
Tube Y :	PVC souple - Longueur 620 mm
Embouts auriculaires :	1 jeu grand modèle / 1 jeu petit modèle / 1 jeu rigide
Dimensions :	Distance embouts / récepteur : 760 mm
Poids :	135 g
Garantie :	3 ans à partir de la date d'achat du client contre tout défaut et vice de fabrication et dans des conditions normales d'utilisation et hors pièces d'usure

TEMPO

Réf. CC 100 3004

ACL 3401060275419

Pour une auscultation complète des adultes et des enfants



- Récepteur en acier inoxydable double pavillon + 1 cône
- Utilisation adulte et pédiatrique
- 2 membranes acoustiques haute résolution
- Multi-fréquences, par pression sur le peau ou par rotation du récepteur
- Bague anti-froid sur chaque pavillon
- Ressort de lyre intégré à la tubulure
- Double tubulure pour une meilleure isolation des bruits parasites

Spécifications techniques :

Type :	Stéthoscope double pavillon + 1 cône
Récepteur :	Alliage de zinc noir mat
Membrane :	Membrane double flottante haute résolution
Diaphragme :	Ø 44 mm (adulte), Ø 33 mm (Pédiatrique), Ø 24 mm (cône)
Tube Y :	PVC souple - Longueur 550 mm
Embouts auriculaires :	1 jeu grand modèle / 1 jeu petit modèle / 1 jeu rigide
Dimensions :	Distance embouts / récepteur : 710 mm
Poids :	268 g
Garantie :	3 ans à partir de la date d'achat du client contre tout défaut et vice de fabrication et dans des conditions normales d'utilisation et hors pièces d'usure

ALLEGRO

Réf. CC 150 5004

ACL 3401060284336

Standard

Economique



- Simple ou double pavillon
- Récepteur en aluminium Ø 47 mm
- Bague anti-froid sur le cône
- Lyre indépendante, en laiton
- Embouts auriculaires en PVC inclus

	Référence	ACL
Standard 1 pavillon	CC 100 1004 (noir)	3401564296552
	CC 100 1001 (marine)	3401564296781
	CC 100 1006 (rouge)	3401564295722
Standard 2 pavillons	CC 100 2004 (noir)	3401564297214
	CC 100 2001 (marine)	3401564296613
	CC 100 2006 (rouge)	3401571465408

Basic

Le stéthoscope de l'infirmière



- Simple ou double pavillon
- Récepteur en alliage de zinc Ø 47 mm
- Bague anti-froid sur chaque pavillon
- Lyre indépendante, en laiton
- Embouts auriculaires en PVC inclus

	Référence	ACL
Basic 1 pavillon	CC 110 1004 (noir)	3401564297153
	CC 110 1001 (marine)	3401564297382
	CC 110 1006 (rouge)	3401564300785
Basic 2 pavillons	CC 110 2004 (noir)	3401564302048
	CC 110 2001 (marine)	3401571465576
	CC 110 2006 (rouge)	3401561301966

Classique

Excellent rapport qualité prix



- Simple ou double pavillon
- Récepteur en alliage de zinc chromé, Ø 47 mm
- Bague anti-froid sur chaque pavillon
- Lyre en laiton avec ressort incorporé à la tubulure
- 3 jeux d'embouts auriculaires en PVC de différentes tailles inclus

	Référence	ACL
Classique 1 pavillon	CC 120 1004 (noir)	3401560580938
	CC 120 1001 (marine)	3401564302918
	CC 120 1006 (rouge)	3401560584431
Classique 2 pavillons	CC 120 2004 (noir)	3401561028071
	CC 120 2001 (marine)	3401560585551
	CC 120 2006 (rouge)	3401561029252

Bibop

Idéal pour l'auscultation des petits



- A chacun son animal ! Livré avec un jeu de 7 figurines, très facilement interchangeables
- Simple pavillon
- Récepteur en acier inoxydable recouvert de plastique
- Bague anti-froid sur le récepteur
- Lyre en aluminium avec ressort de lyre incorporé à la tubulure
- Embouts auriculaires souples en silicone inclus

	Référence	ACL
BIBOP, vert	CC 100 0002	3401564337347
BIBOP, ciel	CC 100 0007	3401564337286
BIBOP, jaune	CC 100 0009	3401564336166

Photos non contractuelles. Des composants peuvent évoluer pour des impératifs de fabrication ou d'amélioration.

Drive DeVilbiss Healthcare France

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (FRANCE)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496