



MATELAS COMPRESSÉS

EN CARTONS UNITAIRES

2,4 x moins de volume de transport et de stockage. Réduction de l'empreinte carbone. 
Conditionnement par défaut




- Palette format Europe (80 x 120 cm)
- Par palette de 12 matelas ou 1/2 palette de 6
- Permet de prélever facilement un matelas sans avoir à re-palettiser (picking)
- Possibilité de déconditionner pour quantités à la demande
- Volume de stockage palette de 12 : **1,71 m³**
- Carton unitaire : **0,89 x 0,40 x 0,40 m = 0,14 m³**

> Références / Modèles disponibles :

Conditionnement par défaut pour toutes les références (sauf COMBIFLEX® et VISCOFLEX® LT).

EN BOX-PALETTE

3 x moins de volume de transport et de stockage. Réduction de l'empreinte carbone.  
Gain de place et moins de déchets d'emballage.




- Palette format Europe (80 x 120 cm)
- Par palette de 16 matelas ou 1/2 palette de 8
- Permet de prélever facilement un matelas sans avoir à re-palettiser (picking)
- Sachets résistants permettant de supporter une logistique unitaire
- Volume de stockage palette de 16 : **1,73 m³**
- Carton BOX de 8 matelas : **1,20 x 0,80 x 0,90 m** contenant 8 matelas roulés en sachets à l'intérieur
- Volume de stockage d'un matelas : **0,11 m³**

> Références / Modèles disponibles :

Seulement pour certaines références. Se reporter aux tableaux de références des fiches produits ou au tableau page suivante.

Ajouter « BX » à la fin des références concernées.

DURÉES MAXIMALES DE STOCKAGE DES MATELAS COMPRESSÉS




La matelas livrés compressés doivent être décompressés avant la date indiquée sur l'emballage. La durée de compression varie en fonction du type de matelas.


Si le matelas n'est pas installé avant cette date, le matelas peut toutefois être décompressé et reconditionné « à plat » à l'aide des sachets de reconditionnement Réf. PDIV001 ou PDIV005 pour une installation ultérieure.



≈ 6 mois de compression




≈ 3 mois de compression



MATELAS NON COMPRESSÉS

EN CARTONS UNITAIRES



- Palette format Europe (80 x 120 cm)
- Par palette de 6 matelas
- Possibilité de déconditionner pour quantités à la demande
- Volume de stockage palette de 6 : **1,97 m³**
- Carton unitaire : **2,00 x 0,89 x 0,185 m = 0,33 m³**


> Références/Modèles disponibles :

Tous nos matelas sont disponibles sur demande en conditionnement non compressé.

Ajouter « NC » à la fin des références concernées.

EN BOX-PALETTE

Réduction des déchets d'emballage. 



- Palette format Europe (80 x 120 cm)
- Par palette de 8 matelas
- Carton BOX de 8 matelas en sachets à l'intérieur
- Sachets résistants permettant de supporter une logistique unitaire
- Volume de stockage palette de 8 : **1,97 m³**
- Volume de stockage d'un matelas : **0,25 m³**

> Références / Modèles disponibles :

Seulement pour certaines références. Se reporter aux tableaux de références des fiches produits ou au tableau page suivante.

Ajouter « NCBX » à la fin des références concernées.