


Coraille

FAUTEUIL COQUILLE

Ce fauteuil coquille est disponible en 5 largeurs de 38 au 48 et 3 profondeurs d'assise. Livré avec une housse amovible, un coussin anti-escarres, un harnais et un appui-tête. Une tablette est disponible en option. Existe en taille XXL pour les collectivités.



dartex vert




dartex prune



dartex praline



dartex orange



Bi-revêtements marron



Bi-revêtements noir



Option **B52**
Porte sérum



Table **378** disponible



Les housses
sont amovibles






Bi-revêtements
Alcala / Cuir Artificiel

Option: **B12** - Tablette
amovible, rabattable
et réglable en profondeur
(pour fauteuils taille
380 à 480 mm)

Frein à tambour
accessible au pied

Hauteur d'assise réglable
(de 450 à 560 mm)

Repose-jambes à
allongement
automatique indépendant



710	380 400 420 440 480	275 (coussin 60mm) 255 (coussin 80mm) 235 (coussin 100mm)	450.470.490 510.520.530 540.550.560	1290 1315 1340	832 812 792	0° - 40°	440 460 480	1090	39	120
800 800 (XXL)	550 600	230	570.595.620 1280.1305.1330	780	510	1150	46	150		