

**Type de produits : Lit médicalisé**

**Modèles : Gamme euro 3000**

**Référence : EURO 3000 / EURO 3001 / EURO 3002 / EURO 3500 et EURO 3502**

Nous, HMS-VILGO

Parc Eurasanté -243, Rue Salvador Allendé 59120 Loos Lez Lille, déclarons que les produits suivants sont conformes à la législation d'harmonisation de l'union Européen applicable en suivant les directives et les normes harmonisées :

**Exigences particulières pour la sécurité de base et des performances essentielles des lits médicaux :**

**Directive :** N° 93/42/CEE du 14/06/1993

**Norme (s) Standard (s) :** NF EN 60601-2-52 édition 1, appliquée avec la norme NF EN 60 601- édition 3, NF EN 60601-1-2 édition 3, NF EN 60601-1-11 édition 1

**Evaluation APAVE :** Rapport N° 6422931

**Sécurité et basse tension :**

**Directive :** 2014/30/EU / 2014/35/EU / 2011/65/EU

**Norme (s) Standard (s) :** IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013, IEC 60601-1-6:2010, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012, IEC 60601-1:2005 EN 60601-1-2:2015 / EN 60601-2-52:2010

**Certificat Linak :** DK-50659-M2-UL

**HMS / VILGO Iso 9001 versions 2015 :** Certificat SGS FR19/81843230.00

**Caractéristique :**

|                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Type de produit :</b>           | Lits médicalisés pour adultes  |
| <b>Classification DM :</b>         | classe 1                       |
| <b>Poids Patient Max :</b>         | 135 Kg                         |
| <b>Classification Electrique :</b> | classe 1                       |
| <b>Source :</b>                    | 100-240Vac, 50/60Hz, 2.5A max. |

Loos Lez Lille, le

22 Janvier 2020

Mr Patrick Jude

Président Directeur Général

[hms-vilgo.com](http://hms-vilgo.com)