



Guidon
réglable avant/arrière
et hauteur

Pignon fixe
permettant la
marche avant et la
marche arrière

Frein à étrier



Tonicross Basic

5 tailles

TONICROSS Basic est fabriqué en 5 tailles en fonction de l'entrejambe de l'utilisateur.

La taille adulte T4XL (en option) est équipée d'une voie arrière élargie à 85 cm qui augmente la stabilité.

Il est équipé de roues rayonnées pour les tailles 3 et 4.

C'est un tricycle robuste qui peut recevoir les équipements de stabilités et de maintien.

Son pignon est fixe d'origine, il peut être équipé d'une roue libre en option.

Son réglage en tension de la chaîne permet de ne pas dérailler.

COLORIS

Jaune / Bleu

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Appui-dos complet avec dossière

Guidon cadre

Sabots réglables en largeur

Tuteurs de jambes fixes, réglables en hauteur

DIMENSIONS (cm)

Hauteur d'entrejambe	de 32 à 42	de 38 à 45	de 45 à 57	de 57 à 73	66 et plus
Référence	T0	T1	T2	T3	T4 - T4XL
Poids maxi utilisateur (kg)	20	35	50	60	90
Poids (kg)	11	12	13	17	20

TRICYCLES

5.2