

POUSSETTES À DOSSIER INCLINABLE



Corzino

Code LPPR 4255116 + 4328542 - Code ISO 122707

Réf. 22501 / 22502 / 22503

La poussette canne à dossier inclinable Corzino est une poussette légère et compacte qui favorise les déplacements des enfants à besoins spécifiques. Ces déplacements doivent être limités dans le temps.


Cette poussette existe en 4 tailles. Son système de pliage est ergonomique. Elle est très maniable grâce à ses 2 poignées et les roues avant pivotantes, et supporte jusqu'à 75kg pour la plus grande taille. Châssis garanti 2 ans, finition aluminium brossé. Couleur de la housse bleue.



CARACTÉRISTIQUES

- Dossier inclinable (2 positions) ;
- Harnais 5 points (rembourré aux épaules) ;
- Housse très confortable (lavable en machine) ;
- Protections latérales montants châssis ;
- Palettes repose pieds 2 parties réglables en hauteur, palettes escamotables ;
- Repose mollets ;
- Roues avant pivotantes - diamètre 175 mm ;
- Grandes roues arrière - diamètre 260 mm.

ACCESSOIRES POUR CORZINO



RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES	RÉFÉRENCE	ACCESSOIRES
22510 22511	Appui tête • S • M	22518 22519	Panier tissu • T 1 - T 2 • T 3
22512 22513	Bloc d'abduction • S : T 1 - T 2 • M : T 3	22508 22509	Housse anti-pluie (se fixe sur la capote) • T 1 - T 2 • T 3
22517	Capote • TU		

DIMENSIONS

Bon de commande des options/accessoires sur demande ou sur www.cree.fr

EN CM

Dimensions en cm	RÉF.	AGE APPROXIMATIF USAGER	TAILLE APPROXIMATIVE USAGER	PROFONDEUR ASSISE	LARGEUR ASSISE	HAUTEUR DOSSIER	HAUTEUR ASSISE REPOSE-PIEDS	HAUTEUR ASSISE ARRIÈRE SOL	ANGLE ASSISE DOSSIER (°)	ANGLE ASSISE HORIZONTAL (°)
T 1	22501	5-8 ans	122-144	28	30	54	29-42	60	106/111	22
T 2	22502	8-12 ans	131-155	32	34	67	30-44	60	110/114	23
T 3	22503	12-16 ans	146-168	36	38	85	27-43	60	110/114	24
T 4	22504	adultes	160 et +	38	42	88	33-50	60	110/114	21

HAUTEUR POIGNÉE DE POUSSÉE	DIAMÈTRE ROUES AV/ARR	HAUTEUR HORS TOUT	LONGUEUR HORS TOUT	LARGEUR HORS TOUT	LONGUEUR PLIÉE	LARGEUR PLIÉE (SANS ROUES)	HAUTEUR PLIÉE	CHARGE MAXI	POIDS TOTAL
103	17,5/26	103	100	53	119	32	37	45	12
104	17,5/26	107	104	58	124	32	39	55	12,5
95	17,5/26	124	100	63	124	35	40	75	14
99	17,5/26	129	109	65	132	37	36	75	14