

NOUVEAU

Magix II

CRÉATEUR DE LIBERTÉ

Franchissement de trottoir d'une hauteur de 15 cm*

Ultra compact, lift et kit éclairage LED de série

Batterie au Lithium garantie 3 ans

Assise évolutive avec compensation du dossier ergonomique

Intérieur et extérieur / adulte et enfant



*Peut être inférieure ou supérieure suivant les conditions et les capacités de l'utilisateur.

Document non contractuel pouvant être modifié sans préavis. Ne pas jeter sur la voie publique.

Caractéristiques techniques du Fauteuil roulant électrique

Magix II

6 roues motrices	De série
Franchissement	15 cm*
Batterie au Lithium garantie 3 ans	24v 60 Ah (équivalent à 2 bat. 12v-80Ah au plomb)
Autonomie (jusqu'à)	35 km (suivant motorisation)
Chargeur	220V/8A (charge complète en 7h30)
Largeur base roulante	580 mm
Longueur mini palette repose pieds repliée	910 mm
Hauteur d'assise	400 mm - 800 mm (sous coussin)
Poids max. Utilisateur	140 kg
Poids mini avec batterie	132 kg
Profondeur d'assise	250 à 550 mm
Largeur d'assise	250 à 590 mm (entre accoudoirs)
Inclinaison dossier électrique**	90° à 160°
Inclinaison assise électrique**	-10° à +37°
Motorisation	6 km/h (2x300W - 4 pôles) 10 km/h (2x350W - 4 pôles)
Rayon giration	520 mm
Système de commande	R-Net
Protège vêtement - planche de transferts	De série
Repose tête	De série
Crash test ISO 7176-19 et ISO 10542-5	En cours

*Peut être inférieure ou supérieure suivant les conditions et les capacités de l'utilisateur.

** Suivant modèle.

NEW LIVE Mobilité SAS — 2 rue de Soufflenheim — 67660 BETSCHDORF

03 88 94 20 99 — WWW.NEWLIVE.FR

