

# Aquatec® | **Sorrento Sièges de bain**

NOUVEAU



## Un choix innovant, modulable et fonctionnel pour tous types de baignoires

Les sièges de bain fixes et pivotants sont désormais au sein de la gamme **Aquatec Sorrento** des produits phares grâce à leur fonctionnalité et leur design.

L'assise **Soft Confort** anti-dérapante ainsi que le dossier souple réglable en tension procurent à l'utilisateur sécurité, confort et maintien.

100% anti-corrosion, ne nécessitant l'utilisation d'aucun outil pour le montage, ces sièges de bain ont été conçus afin d'apporter plus de confort et de facilités à l'utilisateur pour la toilette au quotidien.

**AQUATEC®**



**Yes, you can.®**



### Assise pivotante

La manette permettant de faire pivoter le siège de bain est accessible des 2 côtés !

De plus le mécanisme de rotation est souple et agréable. Pour une utilisation jour après jour.

### Assise Soft Confort

Revêtement en élasthomère thermoplastique pour soulager les ischiens.

### Du confort pour la toilette

Les sièges de bain *Aquatec Sorrento* sont équipés d'un revêtement doux, confortable et anti-dérapant sur l'assise et sur les accoudoirs.

La toile de dossier souple réglable en tension offre un bon maintien en fonction du besoin et de la morphologie de l'utilisateur.

## Caractéristiques et options



### Un réglage en un tour de main

Le réglage en hauteur des pieds avant du siège de bain fixe s'effectue sans outil et sans efforts. Les pieds sont anti-dérapants pour un appui sécurisé au fond de la baignoire.



### Siège de bain pivotant livré monté

Dispose de 4 pattes de fixation réglables en largeur et anti-dérapantes.



### Siège de bain fixe

Doté de 2 pieds réglables en hauteur sur 55 mm.

Ils trouvent leur place dans tous types de salles de bain.



## Caractéristiques techniques

	Siège de bain pivotant	Siège de bain fixe
<b>Siège de bain pivotant</b>	<b>1532693</b>	
<b>Siège de bain fixe</b>		<b>1532715</b>

Dimensions		
Largeur d'assise (mm)	400	400
Profondeur d'assise (mm)	400	400
Largeur HT (mm)	710-760	710-760
Profondeur HT (mm)	650	560
Hauteur HT (mm)	520	670-725
Largeur entre accoudoirs (mm)	450	450
Longueur de l'accoudoir (mm)	280	280
Hauteur de l'accoudoir (mm)	200	200
Largeur du dossier (mm)	500	500
Hauteur du dossier (mm)	380	380
Hauteur toile de dossier (mm)	280	280
Largeur découpe intime (mm)	140	140
Profondeur découpe intime (mm)	170	170
Poids maxi utilisateur	130 kg	130 kg
Poids du produit	6 kg	4,5 kg

Invacare® POIRIER® S.A.S.  
Route de Saint Roch  
37230 Fondettes France  
Tel. : +33 2 47 62 64 66  
Fax : +33 2 47 42 12 24  
Email : [contactfr@invacare.com](mailto:contactfr@invacare.com)  
[www.invacare.fr](http://www.invacare.fr)

© 2011 Invacare International Sarl  
Tous droits réservés.

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).  
Invacare® se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.

Sorrento Sièges de bain - FR -  
05/2011 - 1553184



**Yes, you can.®**