

DOPPLERS

Réf. EDA005

DOPPLER SONOTRAX BASIC A 2MHZ



Garantie · 2 ans · Garantie · 2 ans
2

DOPPLERS

Réf. EDA005

DISPOSITIF
MÉDICAL

IIB

H

18h

18h



DIAGNOSTICS

DOPPLER SONOTRAX BASIC A 2MHZ

Le doppler Ultrasonic est pour l'écoute de la fréquence cardiaque et du cœur foetal. Il est fourni avec une sonde étanche interchangeable de 2 MHz, il possède un écran digital LCD rétro-éclairé, une détection et identification de la sonde utilisée ainsi qu'une possibilité de changement de 3 modes d'utilisation. Il peut également être utilisé en doppler vasculaire grâce à la sonde interchangeable.

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Peut s'utiliser en Doppler Vasculaire grâce à la sonde interchangeable
- ◆ Haut-parleur intégré avec mollette de réglage du volume
- ◆ Muni d'une sortie pour écouteurs externes
- ◆ Détection et indication de batterie faible
- ◆ Autonomie de fonctionnement d'environ 18h en continu
- ◆ Validation clinique et Agrément Médical CE
- ◆ Fourni avec trousse de transport et piles L

ACCESSOIRES

EDA006 Sonde 3 MHz

EDA157 Capot piles

EDA007 Sonde 8MHz

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|----------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : 80 % | ◆ Alimentation | : Piles |
| ◆ Dimensions | : 32x85x138 mm | ◆ Pression | : 860hPa/1060 hPa | ◆ Certifications | : N/A |
| ◆ Poids | : 290 g | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : N/A |
| ◆ Température | : +5°C / +40°C | | | ◆ Code EAN | : 6944413800144 |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France

www.frafito.net