

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Réf. EDA043

ECG 12 PISTES SE-1201



EDAN

Garantie 3 ans
3
Garantie 3 ans



ECG 12 PISTES SE-1201

L'ECG 12 Pistes SE-1201 est compact et léger avec poignée de transport et clavier alphanumérique. Il possède une imprimante Thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dériviations sur A4

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Autonomie : 2 heures
- ◆ Mémoire 200 ECG.
- ◆ Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT
- ◆ Enregistrement des 12 dériviations simultanément avec convertisseur 24 bits
- ◆ Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV)
- ◆ Filtration digitale :
 - bande passante 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz.
 - bande étroite :25/35/45 Hz/ OFF
 - principal d'alimentation : 75/100/150 Hz
- ◆ Ecran : 800 x 480 LCD TACTILE
- ◆ Alimentation : Secteur (220V/110V - 50/60 Hz) et Batterie rechargeable Li-ion
- ◆ Papier : demi A4 plié / Vitesse de déroulement du papier : 5 ; 6,25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s
- ◆ Connectivité : Ethernet / RS232 / USB / WIFI
- ◆ Validation CE / TÜV
- ◆ ECG livré avec : 1 Câble patient 10 fils à fiche banane / 6 électrodes précordiales / 4 pinces membres / 1 liasse de papier / 1 manuel d'utilisation / 1 fusible (rechange)

ACCESSOIRES

EDA050 Sacoché

EDA048 Papier

EDA038 Pied

EDA055 Câble patient 10 fils à fiche bananes

EDA039 Programme Smart ECG viewer : Analyse et interprétation des résultats + détection des arythmies

EDA053 Lot de 6 électrodes précordiales

EDA054 Lot de 4 sangles avec électrodes intégrées

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : Secteur et batterie |
| ◆ Dimensions | : 36,1x26,2 x13,5 cm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : N/A |
| ◆ Poids | : 4,2 kg | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : CE0123 |
| ◆ Température | : N/A | | | ◆ Code EAN | : 6944413801554 |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France