



Magix II

AA1



BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL

Révision 12_2022

Sous réserve de modifications techniques, erreurs ou omissions

Commande N° Série :

Devis

Adresse de facturation ou code client

Adresse de livraison Identique facturation

Code Clt :

Code Clt :

Magasin :

Magasin :

Rue :

Rue :

Ville / CP :

Ville / CP :

E-Mail :

E-Mail :

Tél :

Tél :

Information

Art. no. : Magix II AA1

Date :

Code LPPR : 4130136

Code Individuel : 9178461

Code et montant LPPR donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas NEW LIVE Mobilité

Données Techniques - Base à 6 Roues Motrices

Dimensions assise	Largueur 250 - 560 mm (entre accoudoirs) Profondeur 250 - 550 mm*	Motorisation	6 km/h (4 pôles) 10 km/h (4 pôles)
Poids max. Utilisateur	140 kg*	Roues centrales	Diam. 28 cm
Poids mini avec batterie	132 kg	Roues avant/arrière	Diam. 28 cm omnidirectionnelles
Largueur base roulante	580 mm	Coloris	Base : noir mat - Habillage au choix
Hauteur d'assise	400 mm - 800 mm (sous coussin)	Chargeur	220V/8A (charge complète en 7h30)
Franchissement	15 cm (selon poids et capacités de l'utilisateur)	Batterie au Lithium	24v 60 Ah (équivalent à 2 bat. 12v-80Ah au plomb)
Electronique	R-Net (évolutive)	Autonomie (jusqu'à)	30 km
Pantographe	Escamotable à gauche et à droite	Classification	Classe B

Prévu pour attache DAHL

Crash-testé selon ISO 7176-19 (2008)

Garantie : 2 ans hors pièces d'usure - Batterie 3 ans

*Relation entre poids utilisateur et réglage profondeur d'assise :
Profondeur d'assise inférieure à 400 mm = Poids max. utilisateur 75 kg ;
Profondeur d'assise de 400 à 450 mm = Poids max. utilisateur 100 kg ;
Profondeur d'assise supérieure à 450 mm = Poids max. utilisateur 140 kg

Prix Public TTC € 9 592 €

Demande particulière : Veuillez indiquer toutes vos demandes spécifiques sur le bon de commande pour qu'elles soient prises en compte (voir p6)

Choix par défaut Equipement de série

BASE MOTRICE

Fauteuil Roulant Electrique MAGIX II	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Magix II AA1 Incluant lift électrique de 400 à 800 mm, plaque d'assise fixe, dossier à réglage manuel de 90° à 100°	9091,94	9592	3487,95 code 9178461	
Motorisation	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> 6 km/h - Moteurs 4-Pôles	0	0		
<input type="checkbox"/> 10 km/h - Moteurs 4-Pôles	280,48	296		
Roues	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Roues avants et arrières Omnidirectionnelles brevetées New Live	0	0		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Roues centrales Diam. 28 cm pneumatique	0	0		
<input type="checkbox"/> Roues centrales avec insert increvable	176,21	186		
Garde-Boues	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Sans garde-boues	0	0		
<input type="checkbox"/> Garde-boues pour les 6 roues	311,75	329		
Coloris Habillage <i>Carénages latéraux, enjoliveurs, protège vêtements</i>	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input type="checkbox"/> Bleu	0	0		
<input type="checkbox"/> Blanc	0	0		
<input type="checkbox"/> Rouge	0	0		
<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Gris	0	0		
<input type="checkbox"/> Couleur personnalisée* RAL N°** * pas de couleur fluo ** 4 chiffres	364,93	385		<input type="text"/>
Plaque arrière personnalisable	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input type="checkbox"/> Personnalisation de la plaque arrière Texte : <input type="text"/>	104,27	110		
Kit Eclairage LED	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Kit éclairage LED (homologué STVZO)	0	0		
Hauteur d'assise <i>Mesurée à partir de la plaque d'assise jusqu'au sol</i>	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Lift Electrique de 400 mm à 800 mm	0	0		
Batterie & chargeurs	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie au lithium 24v-60 Ah sans maintenance (équivalent en capacité à 2 batteries 12v - 80 Ah au plomb)	0	0		
<input checked="" type="checkbox"/> Chargeur pour batterie au lithium 220 V / 8 A (charge complète en 7h30)	0	0		


- Choix par défaut Equipement de série

ASSISE

Mesures Anthropométriques obligatoires pour réglages

*OBLIGATOIRE

	Poids utilisateur (maxi. 140kg) *	kg
1	Distance du haut de la tête à l'assise	mm
2	Distance du coude à l'assise	mm
3	Profondeur d'assise*	mm
4	Largeur d'assise*	mm
5	Longueur de jambe*	mm



Modules d'inclinaison d'Assise Electrique

Prix € HT

Prix € TTC

LPPR

- Bascule électrique de -10° à +37°

1353,36

1428

Coussin

Prix € HT

Prix € TTC

LPPR

Modèle

- Standard

0

0

Tissus

- Dartex
 Nid d'Abeille

		Largeur							
		300	320	370	400	440	480	520	560
Profondeur	300	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
	350		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>					
	400		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	440				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	480				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	550				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(renseignement du tableau obligatoire)



Standard personnalisé (ref.115.000)

- Dartex
 Nid d'abeille

Mesures personnalisées :

L /P

510,90

539

- Confort

130,33

137

Tissus

- Dartex
 Nid d'Abeille

		Largeur				
		400	440	480	520	560
Profondeur	400	<input type="radio"/>				
	440	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	480	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	550	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(renseignement du tableau obligatoire)



Confort personnalisé (ref.135.000)

- Dartex
 Nid d'abeille

Mesures personnalisées :

L /P

558,87

590

Choix par défaut Equipement de série

<input type="checkbox"/> Confort visco	156,40	165
--	--------	-----

**Tissus**

- Dartex
 Nid d'Abeille

		Largeur				
		400	440	480	520	560
Profondeur	400	<input type="radio"/>				
	440	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
	480	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	550	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(renseignement du tableau obligatoire)

<input type="checkbox"/> Confort visco personnalisé (ref.135.000)		
<input type="checkbox"/> Dartex		
<input type="checkbox"/> Nid d'abeille		
Mesures personnalisées :	L /P	
	615,16	649

DOSSIER

La largeur du dossier ne peut être supérieure à la largeur de l'assise

Modules d'inclinaison de Dossier Electrique	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
---	-----------	------------	------

<input type="checkbox"/> Inclinaison de 90° - 162° avec compensation ergonomique	1353,36	1428	
--	---------	------	--

Pliage du Dossier	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
-------------------	-----------	------------	------

<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Dossier Fixe	0	0	
<input type="checkbox"/> Dossier repliable sur l'assise	208,53	220	

Modèle	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
--------	-----------	------------	------

<input type="checkbox"/> <input checked="" type="radio"/> Dossier New Live	0	0	
--	---	---	--

Tissus

- Dartex
 Nid d'Abeille

		Largeur							
		290	330	370	400	440	480	520	560
Hauteur	350	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
	400		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>			
	570			<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

(renseignement du tableau obligatoire)



<input type="checkbox"/> Dossier New Live personnalisé (ref.210.000)		
<input type="checkbox"/> Dartex		
<input type="checkbox"/> Nid d'abeille		
Mesures personnalisées :	L /P	
	615,16	649

Dossier V-Trak	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR
----------------	-----------	------------	------

DOSSIER V TRAK AXXIS avec réglage de la tension, aéré Nid d'Abeille

<input type="checkbox"/> Dossier V Trak AXXIS M <300-380>	440	464	
---	-----	-----	--

<input type="checkbox"/> Dossier V Trak AXXIS L <350-430>	501,51	529	
---	--------	-----	--

<input type="checkbox"/> Dossier V Trak AXXIS XL <410-500>	594,31	627	
--	--------	-----	--

**DOSSIER V TRAK DEEP avec réglage de la tension et retours latéraux réglables, aéré Nid d'Abeille**

<input type="checkbox"/> Dossier V Trak DEEP M <340-440>	486,92	514	
--	--------	-----	--



<input type="checkbox"/> Dossier V Trak DEEP L <380-500>	560	591	
--	-----	-----	--

<input type="checkbox"/> Dossier V Trak DEEP XL <430-550>	608,91	642	
---	--------	-----	--

<input type="checkbox"/> Dossier V Trak DEEP XXL <500-600>	729,86	770	
--	--------	-----	--



Choix par défaut Equipement de série

Appui-tête	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input type="checkbox"/> Polyuréthane moulé petit 220 x 95 mm	0	0		
<input checked="" type="checkbox"/> Polyuréthane moulé grand 295 x 140 mm	0	0		
<input type="checkbox"/> Confort coussinet petit 210 x 110 mm	134,50	142		
<input type="checkbox"/> Confort coussinet grand 260 x 125 mm	140,76	148		
<input type="checkbox"/> Flexible petit** 290 x 100	148,06	156		
<input type="checkbox"/> Flexible grand** 420 x 120mm	155,35	164		
** non autorisé pour le transport en véhicule				
Support d'appui-tête	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Hauteur de tête supérieur à 650 mm	0	0		
<input type="checkbox"/> Hauteur de tête inférieur à 650 mm	0	0		
Protège-vêtements	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Protège vêtements, aide au transfert / porte verre, escamotable, Diam. 160 mm (peut servir de cale-cuisse)	0	0		
Accoudoirs	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Accoudoirs, relevables à compensation	0	0		
Manchette d'accoudoirs	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
Manchette standard				
<input checked="" type="checkbox"/> Polyuréthane moulé 260 x 80 mm (paire)	0	0		
Manchette confort				
<input type="checkbox"/> Confort dartex 300 x 80 mm (paire)	103,22	109		
<input type="checkbox"/> Confort dartex 360 x 80 mm (paire)	124,08	131		
<input type="checkbox"/> Confort dartex 360 x 120 mm (paire)	144,93	153		
<input type="checkbox"/> Confort Nid d'abeille aéré 300 x 80 mm (paire)	103,22	109		
<input type="checkbox"/> Confort Nid d'abeille aéré 360 x 80 mm (paire)	124,08	131		
<input type="checkbox"/> Confort Nid d'abeille aéré 360 x 120 mm (paire)	144,93	153		
Repose jambes - Palette Repose Pieds	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Monopalette repose pieds réglable en hauteur	0	0		
<input type="checkbox"/> Palettes séparées avec 2 potences fixes	311,75	329		
<input type="checkbox"/> Monopalette sur repose-jambes central électrique à compensation, inclinaison de 90° à 165°, aide à se lever, descente des palettes au sol	1353,36	1428		
<input type="checkbox"/> Palettes séparées, avec 2 mécanismes repose-jambes à compensation électrique séparés	2706,73	2856		
<input type="checkbox"/> Appuis-mollets, petit 148 mm x 120 mm	140,76	148		
<input type="checkbox"/> Appuis-mollets, grand 205 mm x 150mm	140,76	148		
Accessoires	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Ceinture de bassin, boucle type automobile***	0	0		
<input type="checkbox"/> Harnais 4 points***	197,07	208		
***ne remplace pas la ceinture 3 points du véhicule pour le transport				
<input type="checkbox"/> Tablette escamotable 600 x 450 mm (non découpée)	307,58	324		
<input type="checkbox"/> Découpe de la tablette Mesure de découpe personnalisées : L <input type="text"/> /P <input type="text"/>	141,90	150		

Choix par défaut Equipement de série

ELECTRONIQUE EVOLUTIVE

Module de puissance	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Module de puissance, R-Net, 120 A	0	0		
Manipulateur R-Net	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input type="checkbox"/> ● Led sans écran (1)	0	0		(1) (2) (3)
<input type="checkbox"/> CJSM-L-SW, écran couleur (2)	379,01	400		
<input type="checkbox"/> CJSM2, écran couleur LCD haute résolution, contrôle infra rouge et Bluetooth (pour 2 appareils PC/Android et 2 appareils IOS) (3)	709,01	748		
Support Manipulateur Principal	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input checked="" type="checkbox"/> Support escamotable	0	0		
Montage Manipulateur Principal	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input type="checkbox"/> ● sur accoudoir, côté droit	0	0		
<input type="checkbox"/> sur accoudoir, côté gauche	0	0		
Commande Accompagnateur	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
Boitier tierce personne Montage sur dossier <input type="checkbox"/> ● A droite <input type="checkbox"/> A gauche	744,72	786	714,26 code 9384663	
Déplacement du manipulateur principal sur dossier Montage sur dossier <input type="checkbox"/> ● A droite <input type="checkbox"/> A gauche	77,59	82	35,71 code 9384545	
Module commande des vérins	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
Module, contrôle des vérins **** <input type="checkbox"/> A boutons <input type="checkbox"/> A bascules **** <i>uniquement avec CJSM2</i>	416,02	439		
Chargeur USB et Kit multiprise R-Net	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
<input type="checkbox"/> Chargeur USB - 3A - 2 prises Kit multiprise R-Net + 1 cable bus pour chargeur USB ou commande spéciale avec fixation	416,02	439		
<input type="checkbox"/> Chargeur USB - 3A - 2 prises	259,62	274		
Commandes Spéciales	Prix € HT	Prix € TTC	LPPR	
Sur demande				

Demande particulière :

Veuillez indiquer toutes vos demandes spécifiques sur le bon de commande pour qu'elles soient prises en compte. Seul le bon de commande fait foi, toutes les informations fournies sur un autre support ne seront pas prises en compte.