

SmartChair Authentique - Fauteuil électrique pliable en 5s.

Fauteuil équipé de 2 moteurs brushless et de suspensions à l'avant et accoudoirs large de série.

Vitesse : 6 km/h.

Batteries : 2 batteries au Lithium de série - Puissance variable selon le modèle.

Joystick : Nouveau joystick écran LCD.

Garanties : 5 ans pour le cadre, 2 ans pour l'électronique.

Poids maximum de l'utilisateur : 150 kg à 160 kg selon le modèle.



Date de fin de validité : 30/06/2022

Version 2.7 : 11/01/2022

Date* :

Nom du particulier (utilisateur)* :

Nom et numéro de téléphone du contact magasin* :

*Nécessaire

N'oubliez pas de compléter les éléments indispensables à la validation de votre commande à la page 3 de ce document.

LPPR : VHP, PROPULSION ELECTRIQUE, DOSSIER NON INCLINABLE: 9178320



- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases
 Configuration de série

Largeur entre accoudoirs		480 mm		525mm	
Poids max. utilisateur		150 kg		160 kg	
Désignation		Mixte	City	City XL	
Roues avant avec suspension		7"	7"	8"	
Roues arrières		10"	12"	12"	
Puissance moteurs		2x 250W	2x 250W	2x 250W	
Puissance batteries de série		16A	16A	20A	
Autonomie (jusqu'à)		24km	24km	28km	
Tarif Public TTC		3090,00 €	3190,00 €	3390,00 €	
LPPR		2702,81 €	2702,81 €	2702,81 €	
Références		SCMIXTE-ST	SCCITY-ST	SCCITY-XL	
Choix fauteuil		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
AC10039OPT	Roues avant 8" gonflable (200x50) - Sans suspension à l'avant	+30 € TTC <input type="checkbox"/>	+30 € TTC <input type="checkbox"/>	+30 € TTC <input type="checkbox"/>	
AC10052	Support Dossier Incurvé Std Relevé (+4 cm)	+30 € TTC <input type="checkbox"/>	■ Déjà relevé	■ Déjà relevé	
Choix palette		Mixte	City	City XL	
Palette Rotation Horizontale (Gratuit à la commande) ①		<input type="checkbox"/> AC10031	<input type="checkbox"/> AC10031	■ ③	
Palette Rotation Verticale (Gratuit à la commande) ②		<input type="checkbox"/> AC10031-R	<input type="checkbox"/> AC10031-R	Non disponible	



Palette Important Choix à la commande



①



②

Mixte & City



City XL

Envoyez votre bon de commande à commercial@acekare.com

ACEKARE

7 rue de Mireport 33310 LORMONT Tél : 09 80 80 85 15





Tous droits réservés

page 1/3

Sélectionner les accessoires choisis par une croix dans les cases

Réf.	Accessoires	Choix	Prix HT	Prix TTC	LPP	
SC-APPUI-TETE0	Appui-tête	<input type="checkbox"/>	122,27 €	129,00 €		
EVO10015	Appui-tête Confort Multi Réglages <i>Hauteur assise sans coussin/milieu de l'appui-tête: Mini 690mm ; Maxi 850mm. Profondeur de -130mm à +60mm par rapport au dossier.</i>	<input type="checkbox"/>	213,27 €	225,00 €		
SC-LIGHT	Eclairage avant et arrière	<input type="checkbox"/>	19,81 €	20,90 €		
AC10013	Support porte gobelet	<input type="checkbox"/>	36,97 €	39,00 €		
AC10014	Support porte canne <i>Diamètre de 19mm ou 22mm.</i>	<input type="checkbox"/>	18,01 €	19,00 €		
AC10087	Kit adaptateur + paire de repose jambes pour SmartChair Mixte et SmartChair City	<input type="checkbox"/>	236,02 €	249,00 €		
AC10082	Chargeur supplémentaire compatible avec batteries 24V-16Ah et 24V-20Ah	<input type="checkbox"/>	112,80 €	119,00 €		
AC10073	Adaptateur pour chargement externe batteries 24V-16Ah et 24V-20Ah	<input type="checkbox"/>	113,74 €	120,00 €		
SMARTUP	SmartUP pour le transfert du SmartChair dans un coffre de voiture (sans batterie) <i>(Avec AC10084 : Adaptateur Smart Up/Batterie SmartChair) Hauteur de charge max.: 90cm ; Charge max.: 40kg.</i>	<input type="checkbox"/>	696,68 €	735,00 €		
SMARTUP-BG	SmartUP avec Batterie externe 5Ah et chargeur	<input type="checkbox"/>	1027,48 €	1084,00 €		
AC55011	Housse pour Smartchair Mixte et SmartChair City.	<input type="checkbox"/>	65,40 €	69,00 €		
AC55010	Housse pour Smartchair City XL	<input type="checkbox"/>	74,88 €	79,00 €		
AC10060B	Batteries 24v20Ah Lithium supplémentaires* (paire 2x2v10Ah) ▲ Pour SmartChair City XL.	<input type="checkbox"/>	753,55 €	795,00 €		
AC10060	Batteries 24v16Ah Lithium supplémentaires* (paire 2x2v8Ah) ▲ Pour SmartChair Mixte et SmartChair City.	<input type="checkbox"/>	658,77 €	695,00 €		

Sélectionner les accessoires choisis par une croix dans les cases

Réf.	Accessoires	Choix	Prix HT	Prix TTC	LPP	
AC10050	Double commande (LPP 9384628)	<input type="checkbox"/>	677,02 €	714,26 €	714,26 €	
24000159	Pantographe gauche SmartChair Authentique <i>Pour protéger votre joystick et vous adapter à votre environnement.</i>	<input type="checkbox"/>	94,79 €	100,00 €		
24000160	Pantographe droit SmartChair Authentique <i>Pour protéger votre joystick et vous adapter à votre environnement.</i>	<input type="checkbox"/>	94,79 €	100,00 €		
AC10040	Déplacement du boîtier de commande : Déport Tierce personne (LPP 9384539) Non compatible avec le pantographe. Nous remplaçons le pantographe par une pince attache rapide afin de permettre le déplacement de la commande à l'arrière.	<input type="checkbox"/>	47,39 €	50,00 €	35,71 €	
EVO10016	Valise de transport <i>(Largeur x Hauteur x Profondeur: 73 x 103 x 42cm)</i> Non compatible avec le SmartChair City XL.	<input type="checkbox"/>	398,10 €	420,00 €		
13100267	Protection coffre SmartChair <i>1m50 x 1m20</i> <i>Protège votre coffre et se rabat sur le fauteuil.</i>	<input type="checkbox"/>	56,87 €	60,00 €		
Frais de port 55,00€ TTC						



ÉLÉMENTS INDISPENSABLES POUR VALIDER VOTRE COMMANDE

Adresse de livraison et cachet distributeur :

Adresse de facturation et cachet distributeur (si différente) :

Commentaires :

Envoyez votre bon de commande à commercial@acekare.com

ACEKARE

7 rue de Mireport 33310 LORMONT Tél : 09 80 80 85 15

Tous droits réservés

page 3/3