

Oreiller CPAP

Oreiller CPAP : oreiller spécial apnée du sommeil,
convient également aux patients sous traitement VNI

Référence	Dimensions
01.1280	56 x 40 cm Ouvertures sur les côtés : 20 x 8 cm Ouverture à la base : 32 x 6 cm
Housse de remplacement	
01.1280H	Housse oreiller CPAP



Composition :

- Housse composée de :
 - Tissu 100% coton.
 - Fibre : 50% fibre polyester creuse 20% fibre polyester creuse siliconisée 30% fibre thermoliante 500g/m².
- Oreiller : mousse viscoélastique 50kg/m³.

Entretien :

- Mousse : Eponge et eau savonneuse – Nettoyage : vapeur saturante sans ajout de formol.
La housse ne doit être replacée qu'une fois la mousse parfaitement sèche.

- Housse :     

Conditionnement :

- A l'unité, sous sac, encombrement : 56 x 40 x 10 cm.
- Poids brut : 1 Kg.

Garantie :

Ce produit est garanti 1 an contre tout vice de fabrication à partir de la date d'achat par le patient. La garantie n'est valable que si le produit est utilisé et manipulé conformément aux présentes instructions d'utilisation et d'entretien.