



Concentrateur d'oxygène **1025 KS**

NOUVEAU



- **Autonomie**
- **Performances**
- **Sécurité**

Chaque jour, nous améliorons **votre vie**

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE

1025 KS



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence	1025KS
Dimensions (h x l x p)	62,2 x 34,2 x 30,4 cm
Poids	19 kg
Débit	de 2 à 10 L/min
Concentration d'oxygène (2 - 10 L/min)	93 % +3 %/-6% (87 à 96%)
Alimentation électrique	230 V, 50 Hz
Consommation électrique	670 Watts en consommation moyenne
Classification (dispositif médical)	II A
Niveau sonore	67 dBa

Les contenus, images et marques présentés dans ce catalogue sont la propriété exclusive de Drive DeVilbiss Healthcare France et sont susceptibles de modifications ultérieures. Ne pas jeter sur la voie publique.
Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Lire attentivement la notice.

CE 0044

Cachet du distributeur



DeVilbiss LLC

100 DeVilbiss drive
Somerset, PA 15501 - USA

Distributeur : **Drive DeVilbiss Healthcare France**

Chaussée du Ban la Dame - Parc d'activités Eiffel Energie
ZAC du Ban la Dame - BP 19 - 54390 FROUARD (FRANCE)
Tel. +33 (0)3 83 495 495 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

