



Désignation du produit



Code article :

EURO 3000 (90-100)

Famille :

Lits médicalisés pour adultes

Description :

Lit médicalisé électrique pour adultes, ou enfants de plus de 12ans et /ou de plus de 146cm

Usage revendiqué :

Lit pour adulte à usage domestique ou pour collectivité.
Utilisation intérieure.

Conforme norme NF EN 60 601.2.52

pour les environnements 2, 3, 4 et 5

Evaluation de conformité par APAVE Sudeurope

Classe du dispositif : Classe I

Garantie produit :

10 ans contre tout vice de fabrication

6 ans pack moteur



lire les fiches instructives fournies avec le produit

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Sommier : 2050 x 904
- Sommier : 2050 x 1004

- Hauteur variable : 290 à 820

- Dims.Totales (panneaux-barrières) : 2120 x 994
- Dims.Totales (panneaux-barrières) : 2120 x 1094

- Dims.Totales (kit boissiere) : 2122 x 1010
- Dims.Totales (kit boissiere) : 2122 x 1110

-
-

Description technique

- Lit à hauteur variable électrique : 290mm à 820mm.
- Sommier à 2 potences : lattes ABS
: lattes bois.
- Relève buste électrique.
- Relève jambes.
- Option relève jambes électrique à plicature (lit spécifique)
- Barrières de lits Securis 3 : référence BL3170.
- 4 roues au Ø100 à frein.
- Option freinage centralise.
- Condamnation par télécommande à clé mécanique.
- Charge maxi : 200kg.
- 220v – 50Hz.
- Facteur de service : 10%.

Poids du produit :

59.3 – 70 KG

Date de 1ère mise sur le marché :

Juin 2000

Etiquetage produit

Vignette CE

Vignette de remboursement