

Accoudoirs de toilettes Prima



- 811007

- **Réglable en hauteur et en largeur**
- **Trou anatomique pour se rapprocher au mieux de la cuvette**
- **Vidéo de présentation disponible ci-dessous**

Ces accoudoirs de WC se posent simplement autour de votre cuvette existante et vous apportent une assistance appréciable pour vous asseoir et vous relever.

Dimensions : larg. 51 x prof. 46 x haut. réglable 67/83 cm.
Hauteur au niveau de la courbe: 25/28/30 cm.

Poids 8 kg.

Poids maximum autorisé 190 kg.