

Accoudoirs de toilettes suspendus Malte



- 811162

- **Sans aucun obstacles au sol**
- **Robuste et ultra-stable**
- **Vidéo de présentation et d'installation disponible ci-dessous**

Nos accoudoirs de toilettes Malte s'installent sur la majorité des cuvettes de toilettes. Ils permettent de s'asseoir et se relever beaucoup plus facilement, en prenant appui sur des accoudoirs stables et sûrs. Il s'installe sous votre lunette existante, ou sous votre rehausse de toilettes. Ils sont ajustables en largeur grâce à 2 positions, pour s'adapter à toutes les morphologies. Support de papier hygiénique intégré. Structure acier et poignées en mousse.

Dimensions : larg. 48 x prof. 24 cm. Hauteur des accoudoirs par rapport à la cuvette 26 à 38 cm en 6 positions. Entraxe 15 cm.

Poids maximum supporté 180 kg.