



Désignation du produit



Code article :

Berceau Demi-Lune

Famille :

Berceau

Description :

Berceau médicalisé pour nourrissons de 0 à 6mois.

Usage revendiqué :

Berceau pour enfant à usage domestique ou pour collectivité.
Utilisation intérieure.

Classe du dispositif : Classe I

Garantie produit :

5 ans contre tout vice de fabrication



lire les fiches instructives fournies avec le produit

Caractéristiques Techniques

Dimensions (mm)

- Encombrement hors tout : 445 x 880
- Plan de couchage : 315 x 720
- Hauteur plan de couchage/sol : 766
- Proclive – déclive : 16°

Description technique

- Nacelle en méthacrylate moulée avec renfort et trous d'aération inclinable.
- Matelas en mousse polyester avec housse tissu plastifiée M1 non feu.
- 4 roues Ø80 à frein.
- Plan de couchage : 720mm x 315mm

Poids du produit :

KG

Date de 1ère mise sur le marché :

Janvier 2001

Etiquetage produit

Vignette de remboursement

Vignette CE