

Chaise de douche inclinable Phoenix



- 822241

- **Idéal pour la collectivité**
- **Fauteuil inclinable à 130° pour le confort**
- **Repose-jambes articulé**

Notre [fauteuil de douche inclinable](#) Phoenix permet de faire une toilette facile et relaxante aux personnes dépendantes. L'inclinaison se manoeuvre facilement grâce au levier latéral. Il dispose d'un appui-tête souple réglable en hauteur pour convenir à tous les gabarits. Son assise souple est dessinée avec une ouverture hygiénique. Seau et porte-seau compris pour une utilisation en version toilettes. 4 roues multidirectionnelles équipées de freins. Equipé d'un porte-main très pratique. En version droite, l'assise et le dossier font un angle de 100°, et en version inclinée, l'angle passe à 130° avec l'élévation du repose-jambes souple. Structure en matériau composite sans métal évitant toute corrosion.

Dimensions hors-tout droite : larg. 65 x prof. 110 x haut. 105 cm.

Dimensions hors-tout inclinée : larg. 65 x prof. 140 x haut. 90 cm.

Dimensions assise : larg. 55 x prof. 42 x haut. 55 cm.

Poids 29,4 kg.

Poids supporté maximum : 150 kg.

3 accessoires en option :

- Ceinture ventrale
- Sangle de jambes
- Capitonnage confort

Date d'impression : 31/01/2024