

MODELITO WP HOME



Pour les personnes ayant des difficultés à se mouvoir, le **MODELITO WP HOME** apporte une véritable réponse en limitant le poids à supporter lors des déplacements. Grâce à l'accès facile par l'arrière de la selle, l'utilisateur se transfère d'un fauteuil ou d'un lit, puis ajuste la hauteur souhaitée pour se déplacer en toute sécurité à l'intérieur de son domicile, dans une position assis-debout.

Le MODELITO WP HOME se décline en deux versions :

- 500 Nw pour des personnes d'un poids compris entre 70 à 130 kg
- 350 Nw pour des personnes d'un poids compris entre 50 à 75 kg


- > Assise ergonomique
- > Roues avant avec freins
- > Vérin de réglage en hauteur de l'assise
- > Butées anti-chocs sur les angles

GARANTIE 2 ANS
POIDS SUPPORTE: DE 50 À 130 KG

 **YouTube**
Vidéo de présentation



Conditionnement :
Carton de regroupement: 1
Palette : 8




Réglage en hauteur

DIMENSIONS

Hauteur guidon/sol	Hauteur assise/sol	Dimension assise	Largeur hors tout	Profondeur	Poids
86 cm	67/88 cm	30 cm	43 cm	59 cm	10 kg

EAN, PRISE EN CHARGE

Code	Désignation	Code EAN	Code EAN UDI	LPPR TTC	
243900	MODELITO WP HOME 500	3401598586292	3701127719598	Anciens codes : 1266846 et 1238152 Nouveaux codes : 6274000 et 6274017	
243910	MODELITO WP HOME 350	3401598586124	3701127719581		

363.74 € + 18.45 €