

Table de massage pliante KinBasic



- Une table professionnelle de qualité à prix économique
- Pliante, elle est idéale pour le domicile
- Charge de travail maximum 220 kg (statique 800 kg)

Notre table pliante KinBasic est une table idéale pour les massages et traitements à domicile, robuste et confortable. Cette [table de massage professionnelle](#) est équipée d'une tête réglable en inclinaison et en écartement, d'un repose-bras confortable et de repose-bras latéraux. Équipée d'un trou de visage.

Structure en hêtre, mousse haute densité épaisseur 5 cm et sellerie en PVC imperméable et lavable.

Livré avec sac de transport à sangle.

Dimensions (sans appuie-tête): Long. 185 x larg. 70 x haut. 62/87 cm en 11 positions.

Dimensions de l'appui-tête : 26 cm

Dimensions pliée : Long. 93 x larg. 70 x épais. 17 cm.

Poids 17 kg.

Charge de travail maximum 220 kg.

Disponible en 3 coloris : noir, marron et bleu.

Variantes :

- Bleu
- Marron
- Noir



- Bleu - 827007.B

- Marron - 827007.M

- Noir - 827007.N