

OMRON


 RAFITO  
Équipement Médical

 REF OMR259  
 NE-C300-E

## A3 Complete

Nébuliseur à compresseur  
pour un usage à domicile  
Adultes et enfants




 1  
 2  
 3

Conçu pour un traitement combiné de l'asthme et des voies respiratoires supérieures

- ✓ Système exclusif pour un traitement efficace de l'ensemble des voies respiratoires
- ✓ Kit de nébulisation réglable à 3 positions, en fonction du traitement souhaité
- ✓ Traitement rapide
- ✓ Taille des particules (DAMM) variable en fonction de la position sélectionnée sur le kit de nébulisation
  - Position 1 (voies supérieures) : 10 µm
  - Position 2 (voies intermédiaires) : 5 µm
  - Position 3 (voies inférieures) : 3 µm



Voies respiratoires supérieures,  
intermédiaires et inférieures

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Type de modèle           | Nébuliseur à compresseur  |
| Technologie              | Kit de nébulisation à 3 positions   |
| Alimentation             | Sur secteur   |
| Livré avec               | Compresseur, kit de nébulisation, tube à air, embouts buccal et nasal, masques adulte et enfant, manuel d'utilisation |
| Matériaux                | Masques et tube à air : PVC sans phthalate<br>Embout buccal ou nasal et kit de nébulisation : polypropylène           |
| Conditions d'utilisation | Température : +10 à +40°C<br>Taux d'humidité : 10 à 95%   |
| Garantie                 | Compresseur 3 ans<br>Accessoires 1 an   |

### Données logistiques

| Référence OMRON | EAN              | Dimensions (L x H x P) / Poids |                              |                              | Conditions de stockage /transport |                 |
|-----------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
|                 |                  | Produit                        | Packaging                    |                              | Température                       | Taux d'humidité |
|                 |                  | Compresseur seul               | Pack unitaire                | Master carton (4 ex.)        |                                   |                 |
| NE-C300-E       | 40 15672 10940 7 | 130 x 215 x 190 mm<br>1,3 kg   | 205 x 238 x 148 mm<br>1,7 kg | 422 x 265 x 315 mm<br>7,5 kg | - 20°C<br>à +70°                  | 5 à 95%         |

### Accessoires compatibles

| Réf. RAFITO | Réf. OMRON | Désignation                   |
|-------------|------------|-------------------------------|
| OMR297      |            | Kit complet pour nébulisation |
| OMR321      |            | Filtres à air (3 pièces)      |