



## Désignation du produit



= 8 Kg



= 12 Kg



Code article :

**Berceau en X**

Famille :

**Berceau**

Description :

**Berceau médicalisé pour nourrissons de 0 à 6mois.**

**Usage revendiqué :**

Berceau pour enfant à usage domestique ou pour collectivité.  
Utilisation intérieure.

**Classe du dispositif : Classe I**

**Garantie produit :**

5 ans contre tout vice de fabrication



lire les fiches instructives fournies avec le produit

## Caractéristiques Techniques

### Dimensions (mm)

- Encombrement hors tout : 430 x 860
- Plan de couchage : 315 x 720
- Hauteur plan de couchage/sol : 734
- Procline – décline : 16°

### Description technique

- Nacelle en méthacrylate moulée avec renfort et trous d'aération inclinable.
- Matelas en mousse polyester avec housse tissu plastifiée M1 non feu.
- 4 roues Ø80 à frein.
- Plan de couchage : 720mm x 315mm

Poids du produit :

**12 KG**

Date de 1ère mise sur le marché :

**1980**

## Etiquetage produit

Vignette de remboursement

Vignette CE