


IRT6515

Braun ThermoScan® 6

Thermomètre auriculaire infrarouge pour toute la famille

BRAUN

Braun ThermoScan® – le thermomètre le plus utilisé et le plus recommandé par les médecins*



Précision professionnelle

- Embout préchauffé breveté pour une grande précision
- Le système de guidage ExacTemp® confirme que la position est stable et garantit une mesure précise en quelques secondes avec une lumière et l'émission d'un bip



Écran à code couleur

- L'écran affiche des couleurs vous permettant d'interpréter facilement la température :

Vert : Température normale

Jaune : Fièvre

Rouge : Fièvre importante




Sonde grand angle

- Pour une précision de qualité professionnelle, même sur les nouveau-nés



Des fonctionnalités garantissant une utilisation facile et agréable

- Mesure rapide
- Prise aisée de la température dans l'obscurité grâce à l'éclairage de nuit
- Fonction mémoire : enregistre la dernière mesure



Embouts Braun Hygiene caps

- Le changement d'embout après chaque utilisation permet d'éviter toute contamination croisée
- Un bouton permet de retirer l'embout facilement
- **Sans BPA & sans latex**
- Adapté à toute la gamme ThermoScan® : séries 3000/4000 et 6000

Accessoires

- Bouchon protecteur
- 21 couvre-sondes jetables Hygiene caps
- 2 piles AA

Présentation attrayante en magasin

- Conditionnement attrayant de premier choix, avec visibilité du produit
- Trou de suspension pour la commercialisation en magasin



* No. 1 en termes de notoriété, d'utilisation et de recommandation. (F2)Source : Ipsos, étude en ligne menée auprès de n=802 généralistes et pédiatres répartis sur quatre marchés européens (n=200 en Allemagne, au Royaume-Uni, en France, aux Pays-Bas), réalisée en janvier/février 2017.

IRT6515

BraunThermoScan® 6


Thermomètre auriculaire infrarouge pour toute la famille



	Quantité	Poids (kg)	Dimensions H x L x P (mm)	Code EAN/TUC	Code Oracle
Unité boîte	1	0,330	205 x 164 x 57	04022167652300	IRT6515MNLA
Caisse	6	2,468	185 x 382 x 215	14022167652307	
Unité boîte	1	0,330	205 x 164 x 57	04022167652010	IRT6515NOEE
Caisse	6	2,468	185 x 382 x 215	14022167652109	
Nombre de couches	1				
Nombre de caisses par couche	6				
Palette	8				



Caractéristiques de l'IRT6515



Embout préchauffé



Dernier relevé gardé en mémoire


Écran LCD avec code couleur



Éclairage de nuit



Sonde grand angle



ExacTemp®



2 ans de garantie, label CE

Helen of Troy

Helen of Troy - Kaz Europe Sàrl
Place Chauderon 18
1003 Lausanne - Suisse
Téléphone +41 21 644 01 10
Fax +41 21 644 01 11
E-mail info-europe@kaz.com
www.helenofroy.com

BRAUN
Conçu pour ce qui compte vraiment