

548 bis cygne



Coloris stock permanent : **GRIS PASTEL**

Code article : **1040007S1**

Code ACL : 3401054008917

Code GTIN : 3615800006854

Autres coloris :

Code article : **1040007**

Code ACL : 3401054008627

Code GTIN : 3615800001415

Famille :

Canne tripode et quadripode

Description :

Canne quadripode petite embase à poignée col de cygne, réglable en hauteur, finition époxy.

Usage revendiqué :

Aide à la marche manipulée avec un bras
Usage intérieur ou extérieur

Classe du dispositif :

1 (non invasif)

Garantie produit :

2 ans contre tout vice de fabrication



Caractéristiques Techniques :

Dimensions (mm) :

- Hauteur* mini : 780 mm
- Hauteur* maxi : 905 mm
- Embase : 240 x 180 mm hors tout

* position médiane sur poignée

Description technique :

- Embase : tube acier Ø 20 x 1 et Ø 19 x 1 mm - Finition époxy
- Rallonge col de cygne : tube acier Ø 22 mm - 6 positions de réglage (tous les 25 mm) – finition époxy
- Blocage position de réglage : clip noir Ø 22.5
- Bague anti jeu
- 4 embouts 19 x 40 noirs

Poids du produit :

1,1 kg

Date de 1ère mise sur le marché :

Avant 1998

Version mise sur le marché : 09/01/18

Etiquetage produit

Vignette de remboursement




Vignette CE



548 bis cygne



Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000067	1	Poignée noire
2	E104014	1	Col de cygne
3	A000126	1	Clip de 22.5 noir
4	A000002	1	Bague diam. 22.5 noire
5	A000081	1	Embout diam. 20 EAZ noir
6	E104013	1	Embase 548bis cygne compacte
7	A000218	4	Embout 19x40 noir