


STÉTHOSCOPE ÉLECTRONIQUE EKO CORE 201

Réf. DECORE201



Eko



STÉTHOSCOPE ÉLECTRONIQUE EKO CORE 201

Eko

Réf. DECORE201

Plus élégant. Plus léger. Plus puissant. CORE 201 offre les sons acoustiques/numériques de la plus haute qualité avec un flux de travail fluide.

Un stéthoscope qui améliore l'auscultation grâce à l'amplification, l'annulation active du bruit et un logiciel puissant. CORE 201 dispose d'un nouveau bouton d'enregistrement à une touche qui permet de capturer sans effort les sons.

- Amplification 40x
 - 7 réglages de volume
 - Annulation active du bruit
 - Modes sonores numériques et acoustiques
 - Réponse en fréquence de 20 Hz à 2 kHz
 - Taux d'échantillonnage de 4000 Hz
 - Bascule marche / arrêt facile
 - Chargement micro-USB / Batterie lithium-ion rechargeable avec une autonomie de 10 heures
 - Une application compatible IOS et ANDROID
 - > Visualisez la forme d'onde du son cardiaque (phonocardiogramme) en temps réel
 - > Capturez des enregistrements de 15, 30, 60 ou 120 secondes
 - > Enregistrer et annoter des enregistrements dans le tableau de bord sécurisé
 - > Partagez vos enregistrements en toute sécurité pour un deuxième avis
 - > Créer une bibliothèque de sons cardiaques pour l'éducation ou pour surveiller la progression d'une maladie
- 4 cliniciens sur 5 entendent les bruits et les souffles cardiaques avec une plus grande clarté en utilisant un stéthoscope Eko. (source : enquête auprès de 120 cliniciens comparant le stéthoscope CORE à un stéthoscope analogique existant)

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE0537

Code barres : 8500102980160

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90181990

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



07/05/2021 20:05 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DECORE201

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.