

OTOSCOPE SPENGLER SMARTLIGHT NOIR



Réf. DSP570315



OTOSCOPE SPENGLER SMARTLIGHT NOIR



Réf. DSP570315

L'otoscope à éclairage conventionnel

L'otoscope SMARTLIGHT de SPENGLER dispose d'un Éclairage conventionnel. Léger et résistant, cet otoscope est idéal pour les auscultations ORL et particulièrement adapté pour les visites à domicile.

- Technologie Xénon / halogène pour une diffusion de la lumière puissante et homogène
- Luminance 24 lumens, tension 2,5 Volts et intensité 0.15 A
- IRC (Indice de Rendu des Couleurs) de 90%
- Tête bi matière, en ABS et laiton, vissée pour une fixation sûre
- Loupe pivotante, grossissement 3 fois
- Clip de fixation avec interrupteur marche/arrêt intégré
- Livré avec 2 piles LR6 AA et 2 x 4 Spéculums à usage unique (Ø 2,5 et Ø 4 mm)
- Ampoule LED en option pour une lumière blanche et optimale

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe I

Marquage : CE

Code barres : 3700446041557

Garantie (mois) : 12

Code douanier : 90189042

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) : 19,0

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) : 10,0

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) : 3,0

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 0,230

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 70

Humidité mini : 10

Humidité maxi : 90



07/05/2021 20:05 - Cet article est consultable sur notre site web : www.gsh-med.fr avec la Réf. DSP570315

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.