

# MATELAS POUR CHARIOT BRANCARD



Un court passage (> 4 heures) au SAU entraîne un risque élevé de développer des escarres de stade 1 chez le patient à risque. Une longue durée d'attente avant hospitalisation aux Urgences entraîne un risque accru de développer des escarres (Source : N Salles ET AL, INT. WOUND J 2012).

## PRODUIT

Matelas en mousse à mémoire de forme pour chariot brancard

## MODÈLE

Matelas Viscoflex pour chariot brancard

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Matelas monobloc moulé avec insert sacro-fessier anti-poinçonnement
- Mousse supérieure viscoélastique haute densité 80Kg/m<sup>3</sup>
- Mousse inférieure Haute Résilience 42 Kg/m<sup>3</sup>
- Quadrillage supérieur du matelas pour une meilleure ventilation du support
- Housse intégrale Polymaille HD amovible, cousue et soudée
- Matelas fixé par 2 bandes velcro au chariot (sous le matelas)
- Matériaux radiotransparents
- Dimensions : 66 x 186 x 12 cm et 76 x 186 x 12 cm

## PRÉCONISATIONS

Tout patient installé sur un chariot brancard, pour un meilleur confort de couchage. Particulièrement adapté à la prévention escarre des patients à risque.



GARANTIE **2** ANS



NF EN ISO 597 - 1 & 2

PRODUIT	RÉFÉRENCE	TAILLE (l x L x H)	POIDS PATIENT MIN. - MAX.
<b>MATELAS VISCOFLEX® POUR CHARIOT BRANCARD</b>	P161MBPMHF19066	66 x 186 x 12 cm	35 - 130 kg
<b>HOUSSE POLYMAILLE® HD</b>	P161MBPMHF19076	76 x 186 x 12 cm	35 - 130 kg

Pour une question technique,  
contactez l'équipe DIMEHO

[dimeho@dimeho.com](mailto:dimeho@dimeho.com)

968, av. du Général Leclerc  
47000 Agen

Tél. +33 (0)5 53 98 15 18

Fax +33(0)5 53 98 06 87

[www.dimeho.com](http://www.dimeho.com)