



SAFARI

à partir
de 3 ans

Modèle SAFARI, design mixte. Parfait compagnon des tout petits. L'enfant appréciera sa déco, le klaxon girafe et le panier arrière pour transporter ses jouets. Nombreuses options disponibles à la page 142 et 143.

- Guidon réglable en hauteur et en inclinaison. Plusieurs types de guidons disponibles.
- Frein avec position parking.
- Selle réglable en hauteur.
- Châssis bas permettant un franchissement très facile.
- Pignon fixe (conduite marche avant et marche arrière).



longueur
totale

1110



largeur
totale

648



distance
sol-selle

500-640



distance
selle-pédale

390-520



franchissement
de châssis

118



hauteur
guidon

726-838



roues

12" x 2.00



pois
total

14



pois
utilisateur

40