

ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Réf. EDA042

ECG 6 PISTES SE-601C



EDAN

Garantie 3 ans
3
Garantie 3 ans



ECG 6 PISTES SE-601C

L'ECG 6 pistes SE-601 C est compact et léger avec poignée de transport et clavier alphanumérique. Il possède une imprimante Thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4 ainsi qu'un rapport PDF via USB

CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT
- ◆ Mémoire 200 ECG.
- ◆ Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits
- ◆ Filtration digitale :
obande passante 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz.
oBande étroite :25/35/45 Hz/ OFF
oprincipal d'alimentation : 75/100/150 Hz
- ◆ Ecran : 640 x480 LCD Tactile
- ◆ Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV)
- ◆ Alimentation : Secteur (220V/110V - 50/60 Hz) et Batterie rechargeable Li-ion
- ◆ Autonomie : 2 heures
- ◆ Papier : 110 mm x 140 m x 144p / Vitesse de déroulement du papier : 5 ; 6.25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s
- ◆ Connectivité : Ethernet / RS232 / USB
- ◆ ECG livré avec : 1 Câble patient 10 fils à fiche banane / 6 électrodes précordiales / 4 pinces membres / 1 liasse de papier / 1 manuel d'utilisation / 1 fusible (rechange)
- ◆ Validation CE / TÜV

ACCESSOIRES

EDA038 Pied à roulette

EDA046 Sacoche de transport.

EDA047 Papier pour SE-601C

EDA039 Programme Smart ECG viewer : Analyse et interprétation des résultats + détection des arythmies.

EDA055 Câble patient 10 fils à fiche bananes

EDA053 Lot de 6 électrodes précordiales

DONNÉES TECHNIQUES

- | | | | | | |
|--------------------|--------------------|-------------------------------|-------|---------------------|-----------------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A | ◆ Humidité | : N/A | ◆ Alimentation | : Secteur et batterie |
| ◆ Dimensions | : 31x32.2 x10,1 cm | ◆ Pression | : N/A | ◆ Certifications | : N/A |
| ◆ Poids | : 2.65 kg | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : N/A |
| ◆ Température | : N/A | | | ◆ Code EAN | : 6944413800724 |

DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL
DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola
Hibiscus Park - bat E
06200 Nice France