

## ÉLECTROCARDIOGRAPHES

Réf. EDA008

ECG 3 PISTES SE-300 B



**EDAN**

Garantie 3 ans  
3  
Garantie 3 ans



## ECG 3 PISTES SE-300 B

L'ECG SE-300B est un électrocardiographes pratique, rapide, précis à prix très accessible, livré avec : 1 Câble patient 10 fils à fiche banane / 6 électrodes précordiales / 4 sangles avec électrodes intégrées / 1 liasse de papier / 1 manuel d'utilisation / 1 fusible (rechange). L'ECG SE-300B possède la fonction rapport PDF automatique via USB.

### CARACTÉRISTIQUES

- ◆ Autonomie : 3 heures / Mémoire 144 ECG
- ◆ Modes d'enregistrements des ECG : manuel et automatique avec interprétation testée CSE/AHA/MIT
- ◆ Enregistrement des 12 dérivations simultanément avec convertisseur 24 bits
- ◆ Filtration digitale :
  - o bande passante 0,05/0,15/0,25/0,32/0,5/0,67 Hz.
  - o Bande étroite :25/35/45 Hz/ OFF
  - o principal d'alimentation : 75/100/150 Hz
- ◆ Sensibilité / amplitude : 2,5/5/10/20,10/5, AGC (mm/mV)
- ◆ Ecran : 320 x 240 LCD, couleur
- ◆ Alimentation : Secteur (220V/110V - 50/60 Hz) et Batterie rechargeable Li-ion
- ◆ Imprimante Thermique haute résolution intégrée ou possibilité de brancher une imprimante externe pour impression des 12 dérivations sur A4
- ◆ Papier : 80 mm x 20 m / Vitesse de déroulement du papier : 5 ; 6,25 ; 10 ; 12,5 ; 25 ; 50 mm/s
- ◆ Connectivité : Ethernet / RS232 / USB
- ◆ Rapport PDF via USB
- ◆ Validation CE / TÜV
- ◆ Avec interprétations

### ACCESSOIRES

- EDA039** Programme Smart ECG viewer : Analyse et interprétation des résultats + détection des arythmies.
- EDA038** Pied à roulette
- EDA040** Sacoche de transport. (EDA040)
- EDA031** Papier pour SE 300B (EDA031)
- EDA055** Câble patient 10 fils à fiche bananes
- EDA053** Lot de 6 électrodes précordiales
- EDA054** Lot de 4 sangles avec électrodes intégrées

### DONNÉES TECHNIQUES

- |                    |                     |                               |       |                     |                  |
|--------------------|---------------------|-------------------------------|-------|---------------------|------------------|
| ◆ Plages de mesure | : N/A               | ◆ Humidité                    | : N/A | ◆ Alimentation      | : Secteur        |
| ◆ Dimensions       | : 28.8 x 21 x 70 cm | ◆ Pression                    | : N/A | ◆ Certifications    | : N/A            |
| ◆ Poids            | : 2.5 kg            | ◆ Protection eau et poussière | : N/A | ◆ Organisme notifié | : CE0123         |
| ◆ Température      | : N/A               |                               |       | ◆ Code EAN          | : 69444138000328 |

## DISTRIBUTEUR DE GRANDES MARQUES DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS PLUS DE 30 ANS

T. 04 93 72 53 54 / F. 04 93 21 03 83  
infos@fracito.net

23 avenue Auguste Verola  
Hibiscus Park - bat E  
06200 Nice France