

# Paingone Ellune coffret | Libérée de vos règles douloureuses et des douleurs liées à l'endométriose

EL - Base Pack Lavender

## Description :

Paingone Ellune est un appareil qui soulage vos douleurs menstruelles et d'endométriose grâce à l'électrostimulation. Cet appareil vous soulage immédiatement ! La technologie de Paingone Ellune est basée sur la « théorie du portillon ». Paingone Ellune empêche la transmission du message "douleur" au cerveau. Vous ne ressentez donc plus la douleur. De plus, Paingone Ellune peut être utilisée aussi longtemps que nécessaire, tant que vous avez besoin d'être soulagée, il n'y a pas de risque de surdosage !

Avec ce coffret, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour soulager vos douleurs menstruelles. Grâce à sa batterie longue durée, **Paingone Ellune vous offre plus de 36 heures d'autonomie! Oui oui, vous avez bien lu ;-)** !

Recommandée par le Dr Odile Bagot, gynécologue-obstétricienne à Strasbourg. "L'électrostimulation est une technique très efficace afin d'empêcher la transmission du message « douleur » au cerveau. L'appareil Paingone Ellune permet d'utiliser cette technique pour les règles douloureuses et de façon très simple. Paingone Ellune est donc un appareil qui vous permettra de diminuer voire de réduire complètement vos douleurs menstruelles."

L'utilisation de Paingone Ellune est simple :

- .. Attachez-le à votre taille grâce au clip prévu à cet effet au dos de l'appareil.
1. Positionnez les électrodes de manière à encercler la douleur (bas du ventre ou du dos).
1. Allumez Paingone Ellune et ajustez l'intensité (35 intensités) au moyen de l'écran.
1. Ressentez un soulagement immédiat grâce à Paingone Ellune !

Ses avantages ?

- .. Une batterie longue durée, vous offrant un soulagement de longue durée sans devoir le recharger; et un temps de charge rapide
1. Un écran vous indiquant entre autre l'état de la batterie et le niveau de l'intensité utilisé
1. 35 niveaux d'intensité pour convenir à toutes
1. Un bouton permettant le verrouillage du boîtier
1. Une forme et l'orientation du câble des électrodes plus ergonomique.

Dans la boîte:

- 1x Paingone Ellune
- 3x paires de gel pads
- 1x paire d'électrodes
- 1x câble de connexion électrodes<->appareil
- 1x câble de charge USB-C
- 1x coque en silicone couleur lavande vogue
- 1x coque en silicone couleur blanc neige
- 1x pochette de rangement
- 1x guide de démarrage rapide
- 1x manuel d'utilisation

**Caractéristiques:**

- **Recommandée par des gynécologues :** l'utilisation de Paingone Ellune pour soulager les douleurs liées aux cycles menstruels ou à l'endométriose est recommandée par des gynécologues français et belges.
- **Soulagement immédiat :** la technologie de Paingone Ellune est basée sur la « théorie du portillon ». Elle empêche la transmission du message "douleur" au cerveau. Vous ne ressentez donc plus la douleur.
- **Batterie longue durée :** la batterie vous offre une autonomie de plus de 36 heures (en fonction du niveau d'utilisation) ! Ce qui vous permet de partir l'esprit tranquille, sans penser à devoir recharger votre Paingone Ellune ! De plus, le temps de charge est très court : 1 heure.
- **Sans médicament :** Paingone Ellune est une solution 100% naturelle, sans médicament.
- **Discrète :** les électrodes sont collées à votre ventre (ou votre dos), le boîtier qui ne pèse que 37 gr est pourvu d'un clip à l'arrière et s'attache donc facilement à la taille de votre pantalon/ ceinture/ jupe ou vos sous-vêtements si vous portez une robe.
- **Efficacité cliniquement prouvée :** 3 études cliniques, dont la dernière en double-aveugle, multisite, randomisée et contrôlée, réalisées par des laboratoires indépendants, sur un total de 228 femmes déclarant souffrir de douleurs menstruelles sévères.
- **Appareil médical :** de classe 2a, prouvé cliniquement, enregistré auprès de l'ANSM
- **Certificats CE :** Paingone Ellune a obtenu le certificat CE (pour l'Europe, Conformité Européenne) ce qui prouve sa conformité et sa sûreté.
- **Le coffret contient :** 1 appareil Paingone Ellune + 3 paires de gel pads + 1 paire d'électrodes + 1 câble de connexion électrodes-appareil + 1 câble de charge USB-C + 1 coque en silicone lavande vogue + 1 coque en silicone blanc neige + 1 pochette de rangement discret + 1 guide d'utilisation rapide + 1 manuel d'utilisation
- **Contre-indications :** les personnes portant un implant actif (exemple : pacemaker), les personnes souffrant d'un trouble cardiaque grave connu et les femmes enceintes et/ou allaitantes.

**Pays d'origine:**

Chine

**Autres informations:**

\* Garantie : 2 ans

\* Ne rentre pas sous garantie : les pièces détachées telles que les gel pads, les électrodes, le câble de connexion électrodes-<->appareil, le câble de charge, la pochette, les coques en silicone. Ces éléments peuvent être achetés séparément si nécessaire.

\* Code CNK : TBC

\* Code ACL : 6355415

**Barcode:**  
5060035706013

**Intrastat code:**  
90189075

Conditionnement	Largeur (cm)	Longueur (cm)	Hauteur (cm)	Poids (kg)	Quantité contenue	Code-barres
Cart-in	16.5	25.0	11.0	0.0	5	25060035706017
Cart-out	34.0	51.0	23.0	0.0	40	15060035706010