

# SUCCESS Fauteuil Releveur



**GARANTIE 2 ANS**  
POIDS SUPPORTE: 130 KG

Fauteuil de « tradition » le modèle Success possède toutes les positions de confort : levée, assise, jambes relevées et quasi couchage.

**Livré avec un kit de réglage**, son dossier s'ajuste en profondeur pour répondre à toutes les morphologies.



Matériaux : mécanisme en acier - vérin électrique basse tension 24 volts.

- > Mono moteur avec télécommande
- > Motorisation quasi couchage
- > Dossier réglable en profondeur
- > Tête et protèges accoudoirs amovibles
- > Batterie pour usage sans fil en option
- > Système audio bluetooth® en option



Poid total	Densité dossier	Densité assise
54kg	17kg/m <sup>3</sup>	21kg/m <sup>3</sup>

Conditionnement : x 1 - palette : x 2.




Levé

Relax

Couchage

## DIMENSIONS

A	Hauteur totale	104 cm	H	Profondeur assise	49-54 cm
B	Profondeur totale	92 cm	I	Profondeur allongé	167 cm
C	Hauteur accoudoir sol	60 cm			
D	Hauteur dossier	71 cm			
E	Hauteur assise sol	46 cm			
F	Largeur totale	84 cm			
G	Largeur entre accoudoirs	56 cm			



EAN, PRISE EN CHARGE

Référence	Désignation	Code EAN	LPPR TTC
487000	Success toffee	3401548655245	Néant
487001	Success forest	3401548655306	
487002	Success blue	3401548655474	
487005	Success cappuccino	3401548655764	
487006	Success cherry	3401548655825	
487110	Success similicuir crème	3701127701524	
487111	Success similicuir black	3401548656136	
487112	Success similicuir marine	3401548656365	
487130	Success microfibre beige	3401548656426	
487131	Success microfibre amande	3401548656594	
487132	Success microfibre océan	3401548656655	
487133	Success microfibre terracotta	3401548661109	
487134	Success microfibre cendre	3401548661277	
487135	Success microfibre café	3401548661338	
487136	Success microfibre titane	3401598587473	

