

EAGLE fauteuil roulant

LPPR
4107723



Le fauteuil roulant EAGLE en acier présente un excellent rapport qualité prix. Les roues se déclinent en deux versions, avec bandages (roues pleines) ou pneumatiques, et sont équipées d'axes à démontage rapide.


- Châssis acier
- Roues à démontage rapide
- Palettes repose-pieds escamotables et amovibles
- Pneumatiques ou à bandages (b = bandage)
- Options :
 - Roulettes anti-bascule
 - Repose-jambes



Accoudoirs escamotables



Repose-jambes (en option)



Roues à démontage rapide



Facile à plier



CODES

- 700162** EAGLE fauteuil roulant acier 43 cm
700162b EAGLE fauteuil roulant acier 43 cm avec bandage
700163 EAGLE fauteuil roulant acier 46 cm
700163b EAGLE fauteuil roulant acier 46 cm avec bandage
700164 EAGLE fauteuil roulant acier 48 cm
700164b EAGLE fauteuil roulant acier 48 cm avec bandage
700165 EAGLE fauteuil roulant acier 51 cm
700165b EAGLE fauteuil roulant acier 51 cm avec bandage

Caractéristiques

Codes	Désignations	A	B	C	D	E	F	ø roues	Poids
700162 (b)	EAGLE fauteuil 43 cm	49 cm	61,5 cm	43 x 40 cm	91 cm	103 cm	91 x 27,5 x 70 cm	18/61 cm	18,5 kg
700163 (b)	EAGLE Fauteuil 46 cm		64 cm	46 x 40 cm					18,7 kg
700164 (b)	EAGLE fauteuil 48 cm		66,5 cm	48 x 40 cm					19 kg
700165 (b)	EAGLE fauteuil 51 cm		69 cm	51 x 40 cm					20,5 kg

Accessoire :
Coussin GEL AIR 2D
Voir page 54



A= Hauteur assise/sol
 B= Largeur hors tout
 C= Dimensions assise
 D= Hauteur Poignée/sol
 E= Profondeur
 F = Encombrement plié