



D200

Nouveau Design moderne

Le D200 a été repensé et dispose désormais d'un nouveau design. Avec ses nouveaux accoudoirs ultra-légers et sa nouvelle couleur carbone, son look est plus moderne et épuré.



De nombreuses possibilités de réglages

Le D200 est entièrement réglable que ce soit la hauteur et la profondeur d'assise, mais aussi les accoudoirs et manchettes d'accoudoirs, les repose-pieds... Un seul modèle pourra donc convenir à tous les gabarits et toutes les morphologies.



Nombreuses options disponibles

Qu'il soit utilisé dans le cadre d'une location ou d'un achat, le D200 dispose d'un choix d'options extrêmement important pour adapter le fauteuil à son utilisateur.



D200

Le **D200** est un fauteuil roulant léger manuel en aluminium. Pliant, il offre également de nombreuses possibilités d'ajustements. Son nouveau design et son coloris carbone lui donnent un nouveau look ultra-moderne.



Coloris disponibles :



C86
carbone



Nouveau design plus moderne



Accoudoirs design ultra-légers réglables et amovibles



Poignées de poussée réglables en hauteur



Siège et dossiers rembourrés pour plus de confort



Hauteur d'assise ajustable



Monte-trottoir inclus



option accoudoirs crantés B03 disponible



Facile à plier et compact pour le transport et le stockage

PRINCIPALES OPTIONS

Accoudoirs



Bi5

B66

B03

Repose-pieds



B06

Repose-jambes



BZ8



BL7-BK7



BP7

Appui-tête



B14



B47

Accessoires



B15A

B20

B58

B31

B40

B42

B78

B83

B90

B91

B101

B52

Coussins gel "Indispensable"



V10

V12-V14

V16

V18

V20

V22

V24

V26

V28

V30

V32

V34

V36

V38

V40

Poids de transport : à partir de 9,3 kg



580
600
620
640
660
680
700
720

300

380
400
420
440
460
480
500
520

220-240

470/500/530

420

385-455

430

1010

16,8

130

