




FM 250
Vital Legs

beurer

FM 250 Vital Legs EMS Stimulateur circulatoire

 german
engineering

PPR: 249,99 €
Dec 2018



Dispositif d'électrostimulation pour soulager
les jambes lourdes et la douleur



Fonction supplémentaire
pour mobiliser les pieds



Favorise la circulation et
libère la tension musculaire

6 électrodes (2 électrodes au niveau de la zone du
pied et 1 électrode au niveau des manchettes)

2 canaux réglables séparément

1 programme avec 15 variations d'onde de pouls

Niveaux d'intensité sélectionnables de 1 à 99

Incl. fonction de minuterie (5 à 90 minutes)

Incl. manchettes pour une stimulation
supplémentaire des jambes

Fonction de verrouillage à 2 niveaux de la surface du pied

Incl. interrupteur manuel pour une utilisation pratique

Dispositif médical

4 piles x 1.5 V AA et 2 piles x 1.5V AAA

Puissance:

Input: 100-240 V~; 50/60 Hz; 0.2 A

Output: DC 6.0 V === 300 mA

Dimensions (LxIxH): 28.3 x 37.2 x 11.1 cm

Poids: env. 1.5 kg (sans les piles)

Garantie 3 ans

Sales unit: 2 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 64937 1

Item no.: 649.37



649.37_FM250_VitalLegs_2018-06-20_01_DS_EN_BEU Subject to errors and changes

PhysioLine