

# MICRO-TOUCH<sup>®</sup> NITRA-TEX<sup>™</sup> E.P.

G a m m e s   h a u t e s   p e r f o r m a n c e s



704563 – Taille S  
704573 – Taille M  
704583 – Taille L  
704593 – Taille XL

## Gant d'examen en nitrile non poudré avec manchette longue offrant une robuste barrière de protection

Ce gant non stérile est fabriqué dans un matériau synthétique souple, pour un ajustement confortable. Il offre également une excellente résistance à un large éventail de produits chimiques courants. Son niveau élevé de résistance à la déchirure assure une protection optimale, tandis que son enduction interne chlorée facilite le gantage. Avec sa manchette longue, ce gant convient aux applications nécessitant une protection renforcée du poignet.

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX :

- Plus long, pour une protection accrue.
- Excellente résistance à un large éventail de produits chimiques courants
- Protection contre les allergies au latex de type I
- Résistance testée à différents produits chimiothérapeutiques\*


\* Consultez l'emballage du produit ou contactez le service clientèle Ansell pour connaître les temps de perméation spécifiques des agents de chimiothérapie et obtenir des recommandations.

**AVERTISSEMENT :** aucun gant n'offre une protection complète contre tous les produits chimiques. L'utilisateur doit s'assurer de l'adéquation de ce produit à des produits chimiques spécifiques et à l'environnement d'utilisation.

### Recommandé pour

- Protection supplémentaire du poignet et du bras
- Procédures d'examen prolongées et à risque élevé
- Sites respectueux de l'environnement
- Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques
- Protection contre les allergies au latex de type I parmi les professionnels de santé ou les patients

### TECHNOLOGIES INTÉGRÉES



### MICRO-TOUCH<sup>®</sup> Everyday, Everywhere Protection

MICRO-TOUCH<sup>®</sup> premium medical examination gloves are scientifically designed to complement every need of medical professionals. Sophisticated design features include Ansell ergonomic technologies that ensure comfort during extended procedures, wet grip innovations that prevent harmful mishandling, and micro-thin films for maximum sensitivity. Caregivers who are fully prepared and comfortably protected by versatile MICRO-TOUCH styles have the peace of mind to focus on what matters most: the health and protection of themselves and their patients.

# MICRO-TOUCH<sup>®</sup> NITRA-TEX<sup>™</sup> E.P.

Gammes hautes performances

## INFORMATIONS DU PRODUIT

Matériau	Nitrile	Absence de caoutchouc naturel en latex	Oui
Couleur	Bleu	Longueur manchette	Manchette longue
Teneur en poudre	Sans poudre	Surface externe du gant	Entièrement adhésivée
Absence de trous (niveau d'inspection I)	NQA 1,5	Épaisseur paume (mm/in)	0.11 / 4.3
Épaisseur au niveau des doigts (mm/mil)	0.16 / 6.3	Prévention des allergies	Latex (Type I)
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), L (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)	Produit homologué pour la manipulation des produits chimiothérapeutiques	Oui, conformément à la norme ASTM D6978 avec approbation par la FDA américaine
Stérile	Non	Antistatique	Non testé
Longueur du gant	295 / 11,6	Segmentation des produits	Gammes hautes performances

## INFORMATIONS DE COMMANDE

Taille	XS (5.5 - 6)	S (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	L (8.5 - 9)	XL (9.5 - 10)
Code produit	700121	700122	700123	700124	700125

## CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

Conditionnement	100 gants par boîte 10 boîtes par carton
Durée limite de stockage	3 ans
Consignes de conservation	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.

## NORMES ET CERTIFICATIONS

ASTM D6319, Catégorie III, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 1-4, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10993-10:2002, ISO 9001, ISO 11193-1:2008, ISO 13485, Type alimentaire: Caoutchouc

## Accélérateurs chimiques de vulcanisation

Mercaptobenzothiazole de zinc (ZMBT)	Dibutylldithiocarbamate de zinc
--------------------------------------	---------------------------------

Seul un très faible nombre d'utilisateurs sont à risque de déclarer une sensibilité à cet ingrédient et, par conséquent, de développer une irritation et/ou une allergie de contact.

Contactez votre représentant Ansell pour passer commande ou obtenir de plus amples informations.

**Amérique du Nord**  
Tél. (États-Unis) : 800 952 9916  
Tél. (Canada) : 1-844-494-7854  
E-mail :  
insidesalesus@ansell.com

**Amérique du Sud et Caraïbes**  
Tél. : +52(442) 296 20 50  
E-mail : cslac@ansell.com  
Tél. (Brésil) : +55-11-3356-3100  
E-mail (Brésil) :  
luvas.medicas@ansell.com

**Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
E-mail : info@ansell.eu

**Asie-Pacifique**  
Tél. : + 603 8310 6688  
E-mail:  
apac.medical@ansell.com

**Australie et Nouvelle-Zélande**  
Tél. : + 61 3 9270 7270  
E-mail :  
protection@ap.ansell.com