



## HT 15 Peigne anti-poux

PPR: 29,99 €  german  
 engineering  
 Jan 2019



Sans agents chimiques



Le peigne libère les cheveux des poux et  
 des lentes

Un signal sonore est envoyé lorsque le peigne est  
 en contact avec un pou ou une lente

Les poux et les lentes sont éliminés par un courant  
 électrique lors du contact / Adapté aux chiens et chats

Comprend un peigne de nettoyage et un capuchon de protection

Dispositif médical

Dimensions (LxlxH): 158 x 37 x 50 mm

Poids: 56 g (sans piles)

Incl. 1 pile x 1.5V LR6

Garantie 3 ans

Sales unit: 4 / Shipping carton: 4x4

EAN no.: 4211125 59168 7

Item no.: 591.68

