

Inovys II-E

LE + VERMEIREN
La position idéale
en version électrique

FAUTEUIL CONFORT AVEC ASSISE & DOSSIER ÉLECTRIQUES

Fauteuil de très grand confort à réglages multiples.



C59
châssis inox
revêtement
gris



C60
châssis brun
revêtement
moka

Appui-tête réglable en
inclinaison, hauteur
et profondeur



Poignées réglables
en hauteur


Accoudoirs amovibles
réglables en hauteur
et largeur



Inclinaison du dossier
électrique et bascule
de l'assise électrique

Coussin d'assise avec
mousse semi-mémoire

INOVYS II E



630	390-440	220-320	460/495/530	1060	550-585	0°-21°	0°-54°	460-520	1010-1050	135	43,9
680	440-490										
730	500-540										

