

Inovys II

LE + VERMEIREN
Multi-réglable et ultra-confortable

FAUTEUIL CONFORT

Fauteuil de très grand confort à réglages multiples. Il dispose d'un dossier inclinable de 0 à 54° et d'une assise inclinable de 0 à 21°. Possibilité de surbaissier (3 positions).



C55 châssis inox revêtement gris
C60 châssis brun revêtement moka

Appui-tête réglable en inclinaison, hauteur et profondeur



Option **L04**
Pelottes de dos



Option **B12 A**
Tablette




Accoudoirs amovibles réglables en hauteur et largeur

Poignées réglables en hauteur

Coussin d'assise avec mousse semi-mémoire

Large choix d'accessoires et options.



630	390-440	220-320	460-495-530	1060	550-585	0°-21°	0°-54°	460-520	1010-1050	135	36
680	440-490										
730	500-540										

Inovys II maxi confort

FAUTEUIL CONFORT

- Réglage des accoudoirs en largeur/hauteur
- Réglage de la profondeur d'assise
- Réglage des repose-jambes en largeur
- Possibilités de surbaisser sans changer les roues d'origine



Appui-tête confort



Kit transit avec roues 16"



Accoudoirs amovibles
Réglables en hauteur et largeur
Siège réglable en profondeur



Manchette hémiplégique
orientable **B660**



Equipé d'origine de :

- Manchettes gouttières
- Appui-tête confort L58C avec réglage en largeur et rotation
- Repose-jambes confort BZ8C

MAXI CONFORT

Inovys II

FAUTEUIL CONFORT AVEC OPTION
ACCOUDOIRS CONFORT ENVELOPPANTS

NOUVEAU : découvrez l'Option Accoudoirs confort enveloppants pour l'Inovys II pour encore plus de maintien et de confort




C55
châssis inox
revêtement
gris



C60
châssis brun
revêtement
moka



Large choix d'accessoires et options.



630	390-440	220-320	460-495-530	1060	550-585	0°-21°	0°-54°	460-520	1010-1050	135	36
680	440-490										
730	500-540										

Photo non-contractuelle. Dimensions en mm, poids en kg. Tolérances dimensionnelles et pondérales admises : 15 mm, 1,5 kg et 1,5°

INOVYS II ACCOUDOIRS

