



german|engineering

IPL  
VELVET SKIN PRO  
**beurer**  
beauty

## IPL 8500 VELVET SKIN PRO

PPR: 399,99€  
Nov. 2017

### Appareil d'épilation longue durée




Application gratuite MyIPL pour vous guider lors de vos traitements - pour un traitement professionnel suivi à domicile



Jusqu'à 300 000 impulsions



Design sans fil pour une utilisation plus facile



Détection de la couleur de peau - définit automatiquement le niveau d'énergie à utiliser

Nécessite seulement 21 minutes pour traiter le corps entier<sup>1)</sup>

Surface lumineuse de 4,5 cm<sup>2</sup> pour un traitement ultra rapide

Avec fonction "flash en série" pour une utilisation rapide et confortable

6 niveaux d'intensité

Embout de précision pour le visage et le maillot

Technologie testée cliniquement - utilisation sécurisée à la maison

Une sécurité unique grâce au capteur 2 en 1 pour le type de peau et le type de contact

Jusqu'à 50% de poils en moins après 3 / 4 séances seulement

Technologie de lumière pulsée IPL ultramoderne utilisée également par les dermatologues pratiquant une épilation professionnelle. La lumière pulsée intense désactive les follicules pileux en profondeur et empêche ainsi la repousse.

Protection UV intégrée pour protéger la peau

Ne convient pas aux peaux foncées

Peut être inefficace sur les peaux blanches ou trop claires



Incl. Li ion battery 7.4 V~; 2500 mAh

Dimensions (LxWxH): 200 x 175 x 65 mm

Poids: approx. 480 g

Garantie 5 ans

Sales unit: 2 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 57513 7

Item no.: 575.13



0617 Subject to errors and changes

\* Dermatological study, 20 women, Institut proDERM Hamburg, study no. 14.0309-11  
1) at minimum power level for arms, legs, face, armpits and the bikini line




german|engineering


IPL  
VELVET SKIN PRO

beurer  
beauty


## FONCTIONNEMENT



1 La mélanine des poils absorbe la lumière (IPL)




2 La chaleur produite désactive le follicule pileux



3 Le poil tombe et ne repousse plus

## Tableau des teintes de poils et de peaux

		Skin color					
Hair color		X	X	X	X	X	X
		✓	✓	✓	✓	✓	X



## TRAITEMENT



works with

Download on the  
**App Store**

GET IT ON  
**Google Play**

• iOS ≥ 8.0  
• Android™ ≥ 4.4

List of supported devices